

# PHILIPS

## AVENT

Hagyományos

Single Electric  
Breast Pump

SCF323/11



## Fejés könnyedén

A Philips Avent elektromos mellszívó optimális tejáramlást biztosít, és gyengéden alkalmazkodik az Ön testének méretéhez és alakjához. Gyors és kényelmes minden újdonsült anyuka számára.

### Személyes

- Személyre szabott élmény, 4 + 4 beállítási fokozat
- Kevés alkatrész és intuitív beállítás
- Memória funkció
- Kicsi és kompakt

### Kíméletes és kényelmes

- Puha és adaptív szilikonpárna


# Fénypontok

## Puha, adaptív szilikonpárna



Egyetlen, univerzális méret. A szilikonpárna lágyan hajlik és alkalmazkodik, hogy illeszkedjen az adott mellbimbóhoz.

## Személyre szabott élmény



Igazítsa mindegyik alkalmat a saját igényeihez számos különféle stimulálási és fejési beállítással. Mellszívónk 4 stimulálási és 4 fejési fokozatot kínál a személyre szabott élményhez.

## Könnyen tisztítható és összeállítható



Zárt fejési rendszerünk azt jelenti, hogy a tej nem folyik be a tömlőkbe, így kevesebb a tisztítani való. A kevesebb alkatrésznek köszönhetően pillanatok alatt újra össze lehet rakni.

## Memóriabeállítás



Már tudja, mi az, ami bevált? A mellszívó automatikusan emlékszik a legutóbbi beállításaira, így Önnek nem kell mást tennie, mint hátradőlni és megnyomni az indítást.

## Kicsi és kompakt



Kicsi és kompakt motoregység

# Műszaki adatok

## Tápellátás

USB-C csatlakozás

Hálózati feszültség: 5 V és  $\geq 1$  A

Tápellátó egység nincs mellékelve. Nem tölthető, csak vezetékes használat.

## Anyag

0% BPA\*

## A következőt tartalmazza:

Motoregység

Szilikon cső

USB-C kábel

Natural cumisüveg (125 ml)

Mellszívó készlet

Rácsavarható fedél

