

PHILIPS

Débitmètre de
pointe

PersonalBest

Paramèt. de trois couleurs
différentes

Gardez le contrôle

Adapté aux enfants et aux
adultes



HH1309



Gardez un œil sur votre asthme

Surveillance simplifiée de votre débit de pointe

Grâce à son design portable, compact et léger, le Philips PersonalBest vous permet de surveiller très facilement votre débit de pointe, tout au long de la journée. La mesure de ce paramètre est un élément essentiel de la gestion de vos symptômes de l'asthme.

Fonctionnalités intuitives

- Technique simple
- Les valeurs rapides et simples accompagnent votre traitement anti-asthmatique
- Mallette de protection pour le garder à l'abri

Mesures précises

- Configurez l'appareil afin de mesurer votre plage personnelle

Entretien facile

- Utilisez simplement du savon et de l'eau

Points forts

Surveillance facile du débit de pointe

La poignée extensible vous permet de tenir votre main éloignée des indicateurs, vous pouvez ainsi les visualiser sans difficulté.

Trois couleurs

Les indicateurs de trois couleurs différentes permettent de définir trois zones de mesures. Il vous est ainsi plus facile de voir si votre état ou celui de votre enfant est stable ou s'il se dégrade.

Mesures réglables

Les indicateurs de couleurs différentes peuvent être définis par votre professionnel de santé afin de représenter votre meilleur débit de

pointe, selon les pourcentages suivants : vert : 80 – 100 % de votre meilleur débit de pointe ; jaune 50 – 80 % de votre meilleur débit de pointe ; rouge : 50 % ou moins de votre meilleur débit de pointe

Stockage et protection

La poignée extensible se transforme en compartiment de stockage solide afin que votre débitmètre reste protégé.

Nettoyage simple

PersonalBest peut être lavé avec de l'eau chaude et du savon doux liquide ou sur le panier supérieur d'un lave-vaisselle puis séché à l'air libre.

Caractéristiques

Design

Indicateurs de différentes couleurs: Système d'indicateurs de surveillance à 3 zones

Données de performances

Précision: +/- 10% or 10 L/min

Reproductibilité: Inférieure ou égale à 5 % ou 10 l/min

Linéarité: Inférieure ou égale à 5 % ou 10 l/min

Résistance au débit: Inférieure ou égale à 0,35 kPa/l/min

Réponse en fréquence: Inférieure ou égale à 12 % ou 15 l/min

Données de calibration

Plage de mesure: 60-800 L/min

Résolution de l'échelle

10 l/min: de 60 – 700 L/min

20 l/min: de 700 – 800 L/min

Informations sur le produit

Corps de l'appareil: Plastique ABS

Couvercle et poignée: Polypropylène

Échelle: Estampée à chaud, résistante à l'alcool

