

PHILIPS

Cepillo dental
eléctrico sónico

SonicPro 10

Tecnología sónica

QuadPacer y SmarTimer

Diseño delgado y ergonómico

Duración de la batería: 14 días

PC0810/01



Adiós al cepillo dental manual. Bienvenida tecnología sónica.

Elimina hasta 3 veces más sarro*

La tecnología sónica combinada con nuestra acción de cepillado elimina suavemente 3 veces más sarro que un cepillo de dientes manual.

Diseñado pensando en usted

- Batería de larga duración que dura 14 días
- El diseño ergonómico hace que el cepillo dental sea fácil de sostener y usar
- Usa menos. Reutiliza más.

Optimice su cepillado

- Optimiza tu cepillado con SmarTimer y QuadPacer

Sencilla transición a Sonicare

- Un comienzo sencillo para facilitar la transición

Protege tus encías

- Seguro y suave de usar

Ofrece una limpieza superior

- Eliminación del sarro hasta 3 veces mejor en comparación con un cepillo dental manual*
- Nuestra exclusiva tecnología ofrece una limpieza tan potente como suave


Destacados

Tecnología sónica avanzada



Las potentes vibraciones de las cerdas introducen las microburbujas entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para que tengas una experiencia refrescante. En solo 2 minutos, obtendrás dos meses de cepillado manual**. Con 31,000 movimientos por minuto, limpian suavemente tus dientes, fragmentan el sarro y lo eliminan para lograr una limpieza diaria excepcional.

Elimina el sarro 3 veces mejor*



Está clínicamente comprobado que el cepillo dental eléctrico Sonicare con tecnología sónica avanzada ha demostrado clínicamente que elimina el sarro hasta 3 veces mejor* que un cepillo dental manual. Elimina el sarro de tus dientes y encías al mismo tiempo que las protege.

Seguro y suave de usar



El cepillo dental Sonicare te proporciona una limpieza a fondo sin molestar a dientes y encías. Las suaves pero potentes vibraciones sónicas proporcionan una limpieza excepcional sin perjudicar dientes y encías.

SmarTimer y QuadPacer



Las funciones SmarTimer de 2 minutos y QuadPacer de 30 segundos te guían para que te cepilles durante el tiempo recomendado en todas las áreas de la boca y garantizan una limpieza completa.

Diseñado pensando en usted



El diseño delgado, ligero y ergonómico hace que el cepillo dental sea fácil de sostener y usar de modo que puedas obtener una limpieza increíble sin ningún esfuerzo.

Easy-start



Nuestro programa Easy-Start te ofrece la opción de un aumento gradual y suave de la potencia de cepillado las primeras 14 veces que usas el nuevo cepillo dental.

Larga duración de la batería



La duración de la batería es de hasta 14 días, por lo que puedes pasar largos periodos sin cargarla.

Adiós adaptador. Bienvenido USB.

Los adaptadores de corriente pueden parecer poca cosa, pero sumados, sus plásticos tienen un gran impacto en el medioambiente. Si cambias al cargador USB solo en el Philips Sonicare serie 1000-4000, podemos utilizar hasta 189,210 kg menos de plástico cada año. Mucho, ¿verdad?

Especificaciones

Potencia eléctrica

Voltaje: DC5V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):
14 días*****

Batería: Recargable

Tipo de batería: lones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco

Diseño y acabado

Color: Blanco

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Facilidad de uso

Asa: Diseño delgado y ergonómico

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales
fáciles de montar

Indicador de batería: La luz muestra el estado
de la batería

Elementos incluidos

Cabezales de cepillado: 1 Optimal Plaque
Control C2

Cargador: 1

Mango: 1 SonicPro 10

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más placa*

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional



* en comparación con el cepillo dental manual para
dientes y encías más saludables
* * Datos registrados
***** Basado en dos periodos de cepillado de dos
minutos al día, en modo estándar