


Philips Sonicare Cordless
Power Flosser
DiamondClean 9000

Duș bucal + Periuță de dinți
Tehnologie Quad Stream
Impulsurile te ghidează pe parcurs



HX3886/43

Curățare interdentară reinventată cu tehnologia QuadStream

Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană* în zonele tratate

Curățare interdentară temeinică și fără efort pentru îmbunătățirea sănătății gingiilor. Capul unic Quad Stream curăță o suprafață mai mare cu mai puțin efort, pentru o curățare interdentară mai eficientă de fiecare dată, care îți permite să deprinzi ușor tehnica corectă.

Îți oferă curățare superioară

- Tehnologia noastră unică îți asigură o curățare profundă și totuși delicată

Ușoare și comode

- Încărcare universală rapidă cu USB-A la cablul cu fișă mică
- Capete standard pentru o curățare eficientă

Curățare interdentară mai rapidă și mai eficientă

- Curățare completă în 60 de secunde
- 2 moduri de curățare interdentară, 3 niveluri de intensitate
- Tehnologia Pulse Wave oferă ghidare de la un dinte la altul
- Tehnologie Quad Stream pentru o curățare interdentară mai rapidă și mai eficientă

Lasă periuța DiamondClean 9000 să se adapteze nevoilor tale

- Experiență de periere personalizată

PHILIPS
sonicare


Repere

Tehnologie Quad Stream



Capul unic Quad Stream în formă de X separă debitul în 4 jeturi de apă, care acoperă o zonă mai mare între dinți și de-a lungul liniei gingiilor. Obține o curățare mai rapidă și mai profundă fără complicațiile aței dentare.

Tehnologie Pulse Wave



Jeturile delicate de apă curăță și te ghidează de la un dinte la altul în modul Deep Clean, pentru o curățare perfectă de fiecare dată.

2 moduri, 3 intensități



Alege curățarea care se potrivește zâmbetului tău. Modul Clean asigură un jet continuu pentru o curățare zilnică eficientă. Jeturile Deep Clean oferă o curățare mai temeinică. Nivelul reglabil de intensitate se adaptează pentru confort.

Curățare completă în 60 de secunde



Cu capul de curățare care se rotește 360 de grade poți să ajungi în zonele greu accesibile și poți utiliza irigatorul în orice direcție. Obține o curățare 360° profundă în doar 60 de secunde.

Încărcare rapidă cu USB-A la cablul cu fișă mică



Încărcare convenabilă cu USB-A la cablul cu fișă mică. Vă puteți peria până la 14 zile cu doar o încărcare.


4 moduri, 3 intensități



DiamondClean 9000 dispune de modurile Clean, White+, Gum Health și Deep Clean+ pentru a avea grijă de nevoile tale de periaj. Modul Clean asigură curățare zilnică excepțională, White+ îndepărtează petele, Gum Health asigură curățarea delicată și totuși


eficientă a gingiilor, iar Deep Clean+ îți oferă curățare profundă revigorantă. Cele trei intensități îți permit să alegi între o setare mai ridicată pentru curățare îmbunătățită și o setare mai redusă pentru persoanele sensibile.

Tehnologie Philips Sonicare



Vibrațiile sonice transformă pasta de dinți într-o spumă care combate placa bacteriană și care pătrunde adânc în spațiile interdentare și de-a lungul gingiei. Vei beneficia de echivalentul unui periaj manual de o lună în doar 2 minute.

Capete standard pentru o curățare eficientă



Un cap de curățare standard cu un singur jet crește presiunea pentru curățare eficientă și îndepărtarea resturilor alimentare atunci când ai nevoie.

Specificații

Alimentare

- Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Service

- Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

- Mâner: Design ergonomic subțire
- Atașarea capului: Se fixează și detașează ușor

Performanță

- Curățare: Curăță întreaga cavitate bucală în 60-90 de secunde

Articole incluse

- Aparat de curățare interdentară fără fir: 1
- Cap de curățare standard F1: 1
- Cap de curățare Quad Stream F3: 1
- Cablu de încărcare USB: 1

- Adaptor USB de perete: 1
- DiamondClean 9000: 1
- Cap de periere: 1 - C3
- Pahar de încărcare: 1
- Toc de călătorie cu USB: 1

Beneficii pentru sănătate

- Îndepărtarea plăcii bacteriene: Elimină până la 99 % din placa bacteriană în zonele tratate*

Programe de curățare

- Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă
- Deep clean+: Pentru o curățare profundă și revigorantă
- Niveluri de intensitate: 3

Design și finisaj

- Culoare: Negru



Data apariției 2024-03-13

Versiune: 2.2.1

EAN: 87 20689 01708 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Într-un studiu in vitro. Rezultatele reale pot varia.