

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Uzlādējams

1 uzgalis



HX8111/12

Vienkāršāks tīrīšanas veids

Saudzīgi un efektīvi uzlabo mutes veselību

Ja ikdienā neveicat zobu tīrīšanu ar zobu diegu, jūsu mutes dobumā zobu starpās paliek baktērijas, kas var izraisīt infekcijas. Sonicare AirFloss palīdz nodrošināt rūpīgāku tīrīšanu ikdienā, novēršot zobu diega radītās neērtības.

Achieve a 30-second clean

- Vienkārša lietošana ar vienu pogu, tāpat kā noklikšķināt ar peli

Apstiprināta mutes veselības uzlabošana

- Likvidē līdz par 99% vairāk aplikuma starp zobiem*

Vienkāršs: novietojiet un nospiediet

- Vienkārši uzpild. ūdens tver.
- Zobu starpu tīr. ērtai novietošanai
- Mikrostrūklas tehnoloģija: notīra, nospiežot pogu
- Šaurs uzgalis vieglai tīrīšanai grūti aizsniedzamās vietās
- Šaurs, ērti satverams rokturis
- Saderīgs ar standarta Sonicare lādētājiem
- Uzlāde pēc divām nedēļām

PHILIPS
sonicare

Izceltie produkti

Mikrostrūklas tehnoloģija



Mikrostrūklas tehnoloģija nodrošina ātru saspiesta gaisa un mikroskopisku ūdens strūklu, lai rūpīgi iztīrītu starp zobiem, kur nevar piekļūt zobu birste

Uzlāde pēc divām nedēļām




AirFloss darbojas divas nedēļas starp uzlādēm.

Vienkārša lietošana ar vienu pogu



Vienkārša lietošana ar vienu pogu ātrai tīrīšanai 60 sekundēs.

Šaurs uzgalis



Šaurs uzgalis vieglai tīrīšanai grūti aizsniedzamās vietās

Zobu starpu tīr.



Virziet zobu starpu tīr. gar smaganu līniju, līdz sajūtat, ka tas apstājas starp nākamajiem zobiem. Vienkārša novietošana, pat tīrot grūti aizsniedzamos aizmugurējos zobus.

Vienkārši uzpild. ūdens tver.



Vienkārši uzpildāma ūdens tvertne izmanto tikai nelielu ūdens daudzumu, lai novērstu netīrību. Uzpildiet ar mutē skalošanas līdzekli,

lai iegūtu papildu mutē veselības uzlabošanas efektu.

Šaurs, ērti satverams rokturis




Viegla manevrēšana mutē dobumā.

Saderīgs ar Sonicare lādētājiem



Jums nepieciešams tikai viens lādētājs, lai uzlādētu Sonicare produktus.

Likvidē līdz par 99% vairāk aplikuma



Šī Sonicare zobu birste likvidē līdz par 99% vairāk aplikuma starp zobiem nekā tīrīšana ar parasto zobu birsti. Pierādīts, ka efektīvi uzlabo mutē veselību.

Specifikācijas

Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Tehniskā specifikācija

- Darbības laiks: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem
- Akumulators: Uzlādējams
- Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 2 nedēļas vai 14 pilnvērtīgas mutes tīrīšanas reizes
- Uzlādēšanas laiks: 24 stundas

Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Akumulatora indikators: Ieslēgšanas pogā gaismas mirgo, norādot, kad nepieciešama uzlāde



Izlaides datums
2024-03-02

Versija: 2.0.1

EAN: 87 10103 57761 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Salīdzinājumā ar standarta zobu birsti