

PHILIPS

sonicare

Sonická elektrická zubná
kefka s aplikáciou

DiamondClean 9000

Intelig. a jednoduché čistenie
zubov

Zabudovaný senzor tlaku

Inteligentné rozpoznávanie
hlavice

4 režimy, 3 stupne intenzity



HX9911/23

Váš najzdravší úsmev, každý deň

Hĺbkové čistenie pre zdravší úsmev

Zubná kefka Philips Sonicare DiamondClean 9000 poskytuje optimálny výkon na odstránenie zubného povlaku, zdravšie ďasná a bielenie zubov, čím vám pomáha dosiahnuť hĺbkové čistenie pre zdravší úsmev.

Designed around you

- Tvar štetín navrhnutý pre váš úsmev

Optimize your brushing

- Jednoduché a štýlové nabíjanie – doma aj na cestách

Premium performance

- Kefkový nástavec All-in-One pre kompletnú starostlivosť
- Sonické čistenie: majstrovská trieda v oblasti efektívneho čistenia

Let the DiamondClean 9000 adapt to your needs


- Upozorní vás, ak pri čistení kefkou príliš zatlačíte na zuby
- Čistenie zubov prispôbené na mieru
- BrushSync automaticky zvolí najlepší režim pre vás
- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nadstavcov

Stay on track with a personalized progress report

- Začnite a rozvíňte zdravé návyky

Hlavné prvky

Kefkový nástavec Premium All-in-One



Čistíte bez kompromisov pomocou kefkového nástavca A3 Premium All-in-One. Náš najlepší produkt má šikmé vlákna, ktoré pomáhajú odstraňovať až 20-násobne viac povlaku aj v ťažko dostupných oblastiach*. Trojuholníkové špičky pracujú na odstránení až o 100 % viac škvŕn za menej ako dva dni***. A dlhšie vlákna hlboko vyčistia ďasná, ktoré sú až 15-krát zdravšie len za dva týždne**. To všetko bez toho, aby ste niekedy museli meniť kefkové nástavce. Vedeli ste, že kefkové nástavce sa stávajú menej účinnými po 3 mesiacoch používania? Funkcia BrushSync dokáže pripomenúť, keď je takmer čas na výmenu.

Zaoblený profil



Zakrivený profil pomáha vláknám sa dostať presne tam, kam potrebujú. Vďaka dôkladnému vývoju sme vytvorili riešenie pre kompletnú, výnimočnú starostlivosť o ústnu dutinu.

Overená sonická kefka



Odstráňte povlak sonickou technológiou – náš štandard efektívneho a šetrného čistenia. Počas čistenia až 62 000 pohybov vlákien a dynamické plynulé pôsobenie pomáhajú štetinám vyčistiť aj ťažko dostupné miesta a vaše ústa sa cítia výnimočne svieže a čisté.

4 režimy, 3 stupne intenzity



DiamondClean 9000 má režimy Čistenie, Bielenie+, Zdravé ďasná a Hĺbkové čistenie+ pre všetky vaše potreby čistenia zubov. Režim Čistenie je určený na mimoriadne každodenné čistenie, režim Bielenie+ je určený na odstraňovanie zubného povlaku, režim Zdravé ďasná jemne, ale účinne čistí ďasná a režim Hĺbkové čistenie+ vám poskytne osviežujúce, dôkladné čistenie. Zubná kefka má tri stupne čistenia, aby ste si mohli vybrať silnejšie čistenie alebo jemnejšie čistenie pre citlivé ústa.

Zabudovaný senzor tlaku



Môže sa stať, že si nevšimnete, že príliš tlačíte na kefku. Vášmu DiamondClean 9000 to však neunikne. Ak zatlačíte príliš silno, rukoväť začne mierne pulzovať a vy viete, že treba byť opatrnejší. Nechajte kefku, aby urobila svoju prácu. Túto funkciu považovalo 7 z 10 ľudí za užitočnú a začali si vďaka nej lepšie čistiť zuby.

Párovanie režimov BrushSync



Inteligentné kefkové nástavce zabezpečujú, že používate správny režim a intenzitu na čo najlepšie čistenie zubov. Napríklad, povedzme, že používate kefkový nástavec W3 Premium White. Technológia BrushSync vášho DiamondClean 9000 automaticky zosynchronizuje váš kefkový nástavec s režimom White+, čím vám pomôže bieliť zuby.

DiamondClean 9000

Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou

HX9911/23


Hlavné prvky

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Všetky kefkové nadstavce sa časom opotrebovávajú, takže musíte dávať pozor a ubezpečiť sa, že je vaše čistenie zubov rovnako efektívne. Naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho ste používali kefkový nadstavec a ako silný tlak ste pri čistení zubov vyvíjali. Pripomienka výmeny BrushSync na rukoväti a krátke pípnutie vás upozornia, že je čas ju vymeniť.

Správa o pokroku



DiamondClean 9000 vám poskytuje pokyny potrebné na zlepšenie a udržiavanie zdravých návykov pri čistení zubov medzi preventívnymi vyšetreniami u zubára. Vstavané inteligentné senzory vás informujú, ak si čistíte zuby s príliš veľkým tlakom. Po prepojení vášho zariadenia z čistenia zubov s aplikáciou Sonicare vás prispôbená správa o pokroku pomáha udržať na správnej ceste a ukazuje vám, ako ste sa v priebehu času zlepšili.

Navrhnuté s ohľadom na skladovanie



Na jedno nabitie môžete kefku používať dva týždne. Ak sa vám však kefka na cestách vybije, exkluzívne cestovné puzdro s rozhraním USB poslúži ako nabíjačka. Vložte zubnú kefku do puzdra a pripojte ho k notebooku alebo zapojte do sieťovej zásuvky. Pri nabíjaní doma jednoducho vložte kefku do elegantného pohára so vstavanou nabíjačkou, ktorý štýlovo zapadne do vašej kúpelne a zároveň slúži ako pohár na vyplachovanie.

DiamondClean 9000

Sonická elektrická zubná kefka s aplikáciou

HX9911/23

Technické údaje

Pripojiteľnosť

Bezdrôtová technológia Bluetooth®: Pripojená čistiaca aplikácia

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 14 dní****

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Spotreba energie: Pohotovostný režim bez displeja <0,5 W

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Ružovo zlatá

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Kompatibilita

Kompatibilita so systémom Android: Telefóny so systémom Android, Rozhranie Bluetooth 4.0 a novšie, Podrobné informácie o kompatibilite s operačným systémom nájdete v obchode Google Play.

Kompatibilita so systémom iOS: iPhone s rozhraním Bluetooth 4.0 a novším, Podrobné informácie o kompatibilite so systémom iOS nájdete v obchode App Store v časti Sonicare.

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Podsvietená ikona ukazuje stav batérie

Displej: Podsvietený displej

Kompatibilita rúčky: Kefkové nástavce s jednoduchým nadsadením

Rozpoznávanie kefkových nastavcov:

Synchronizácia s optimálnym režimom

Pripomenutie výmeny: Na zaručenie najlepších výsledkov, rozsvieti sa ikona pripomienky

Pribalené príslušenstvo

Telo: 1 DiamondClean 9000

Kefkové nastavce: 1 A3 Premium All-in-One

Nabíjací pohár: 1

Cestovné puzdro: 1 USB nabíjacie puzdro

Výsledky čistenia

Prínosy pre zdravie: Až 15-krát zdravšie dásna****

Charakteristika: Odstraňuje až 20krát viac

povlaku*

Frekvencia: Až 62 000 pohybov kefky za minútu

Časovač: BrushPacer a Smartimer

Prínosy pre bielenie zubov: Až o 100 % menej škvŕn****

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

Režimy

3 stupne intenzity: Vysoká, Stredná, Nízka

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

Deep Clean+: Pre osviežujúce hlbkové čistenie

Gum Health: Špeciálna starostlivosť o stoličky

White+: Odstraňuje povrchové škvŕny

Párovanie režimov BrushSync

Kefkový nastavce A3 Premium All-in-One:

Párovanie s režimom Clean

Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nastavcov

Technológia BrushSync: Prepája inteligentnú rúčku s, inteligentný kefkový nastavce



* V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

** Pri použití s hlavnicou kefky A3 v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

*** V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou. V laboratórnej štúdii, skutočné výsledky sa môžu líšiť.

**** Pri dvoch dvojminútových čisteniach denne.