




O MINISTÉRIO DA SAÚDE  
ADVERTE:  
A CRIANÇA QUE  
MAMA NO PEITO  
NÃO NECESSITA DE  
MAMADEIRA, BICO OU  
CHUPETA. O USO DE  
MAMADEIRA, BICO OU  
CHUPETA PREJUDICA O  
ALEITAMENTO MATERNO.

Contém 2 unidades de soothie

Para a segurança  
do seu bebê



Substituir

### AVISO!

Inspecione com cuidado antes de cada uso (especialmente quando a criança tiver dentes). Puxe a chupeta em todas as direções. Antes de cada uso, examinar se a chupeta apresenta algum rasgo ou perfuração, descartando-o caso esteja danificado. Use apenas um prendedor de chupetas que esteja em conformidade com os regulamentos locais. Não colocar laços ou fitas para prender a chupeta no pescoço, pois há risco de estrangulamento. Não utilizar o produto sem supervisão constante de um adulto. Sempre verifique se o seu bebê usa o tamanho de chupeta correto. **Antes da primeira utilização:** Antes de cada uso, colocar a chupeta em água fervente por, pelo menos, 5 (cinco) minutos. Deixe esfriar e depois esprema o bico para retirar toda a água. Esse procedimento visa garantir a higiene. **Limpeza e esterilização:** Antes de cada uso, limpe com água morna e sabão neutro. NÃO use agentes de limpeza abrasivos. As chupetas são compatíveis com todas as formas de esterilização normalmente usadas. Limpe bem as superfícies e suas mãos antes do contato com chupetas esterilizadas. **Utilização:** Para encaixar um prendedor de chupeta, use apenas o orifício na aba extra da chupeta (recomenda-se usar um prendedor de chupeta com um cordão fino). Substitua a chupeta depois de 4 semanas de uso, para fins de segurança e higiene. Se a chupeta ficar presa na boca, NÃO SE APAVORE; ela não pode ser engolida e foi desenvolvida para evitar esse tipo de situação. Retire a chupeta da boca com o máximo de cuidado possível. Para prevenir cáries dentárias, não mergulhar a chupeta em substâncias doces. **Armazenamento:** Não deixe a chupeta exposta à luz solar direta ou perto de uma fonte de calor, nem imersa na solução esterilizadora por mais tempo do que o recomendado, pois isso pode desgastar o bico. Caso você precise de informações ou suporte, acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Guardar a embalagem e/ou rótulo para eventuais consultas.

Produto isento de registro, conforme Resolução nº10, de 21/10/1999 da ANVISA. Esta chupeta está de acordo com a NBR 10334.

Produto garantido contra defeito de fabricação.

O Ministério da Saúde adverte:  
- A criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou chupeta prejudica a amamentação e seu uso prolongado, prejudica a dentição e a fala da criança.

País de Origem: EUA.  
Instruções de uso incluídas.

Importado por: Philips do Brasil Ltda. - Av. Otto Salgado, 250 - Distr. Ind. Cláudio Galvão Nogueira Varginha, Minas Gerais - CEP 37066-440 Cx. Postal 311 - CNPJ 61.086.336/0144-06.

Philips Consumer Lifestyle B.V.,  
Tussendiepen 4,  
9206 AD Drachten, The Netherlands.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.  
© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
As marcas comerciais pertencem à Koninklijke Philips N.V.  
© 2020 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

BR: CIC - Centro de Informações ao Consumidor - 0800 709 1434  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



EN 1400

3000 055 80252

