

# PHILIPS

## Pile

### Minicells

### Zinc-air

ZA675B6A



## Technologie zinc-air de haute qualité pour les aides auditives

Garantie de performances à long terme pour les aides auditives personnelles

### Facilité d'utilisation

- Couleurs pour faciliter l'identification des types de pile
- Système rotatif pour faciliter le retrait des piles

### Des performances optimales

- Garantie de performances à long terme
- Technologie zinc-air conçue pour les aides auditives
- La pile se conserve jusqu'à 3 ans.

## Points forts

### Fiabilité

Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.

### Technologie zinc-air

La technologie zinc-air assure l'alimentation des aides auditives.

### Code couleur simple

Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.

### Système rotatif

Cet emballage intègre un système rotatif destiné à faciliter le retrait des piles.

## Caractéristiques

### Caractéristiques environnementales

**Métaux lourds:** Sans cadmium, Sans plomb

**Matériau de l'emballage:** Carton, PET

**Type d'emballage:** blister PET

### Carton externe

**Longueur:** 23.5 cm

**Nombre de produits emballés:** 200

**Longueur:** 9.3 pouces

**Largeur:** 20.1 cm

**Poids brut:** 3.2 kg

**Hauteur:** 11.3 cm

**GTIN:** 1 48 95229 10629 8

**Largeur:** 7.9 pouces

**Hauteur:** 4.4 pouces

**Poids net:** 2 kg

**Poids brut:** 7.055 lb

**Poids net:** 4.409 lb

**Poids à vide:** 1.2 kg

**Poids à vide:** 2.646 lb

### Alimentation

**Type de batterie:** Aide auditive/zinc-air

**Tension de la pile:** 1.4 volt

### Dimensions du produit emballé

**Hauteur:** 9.4 cm

**Type d'emballage:** Blister

**Type d'installation en rayon:** Suspension

**Largeur:** 4.77 cm

**Profondeur:** 0.7 cm

**Hauteur:** 3.7 pouces

**Nombre de produits inclus:** 6

**EAN:** 48 95229 10629 1

**Largeur:** 1.9 pouces

**Poids brut:** 0.014 kg

**Profondeur:** 0.3 pouces

**Poids net:** 0.01 kg

**Poids brut:** 0.031 lb

**Poids net:** 0.022 lb

**Poids à vide:** 0.004 kg

**Poids à vide:** 0.009 lb

### Dimensions du produit

**Hauteur:** 1.16 cm

**Largeur:** 3.18 cm

**Profondeur:** 3.18 cm

**Largeur:** 1.3 pouces

**Hauteur:** 0.5 pouces

**Profondeur:** 1.3 pouces

**Poids:** 0.00972 kg

**Poids:** 0.021 lb

### Spécificités techniques

**Durée de conservation:** 3 ans

