

PHILIPS


Pile

Minicells

10/230

Zinc-air

ZA10B6A



Technologie zinc-air de haute qualité pour les aides auditives

Garantie de performances à long terme pour les aides auditives personnelles

Facilité d'utilisation

- Couleurs pour faciliter l'identification des types de pile
- Système rotatif pour faciliter le retrait des piles

Des performances optimales

- Garantie de performances à long terme
- Technologie zinc-air conçue pour les aides auditives
- La pile se conserve jusqu'à 3 ans.

Points forts

Fiabilité

Lors de la fabrication, nous avons recours à une technologie de pointe afin de garantir des performances fiables à long terme.

Technologie zinc-air

La technologie zinc-air assure l'alimentation des aides auditives.

Code couleur simple

Pour faciliter l'identification des types de pile les plus courants, nous utilisons un code couleur conforme aux normes industrielles.

Système rotatif

Cet emballage intègre un système rotatif destiné à faciliter le retrait des piles.

Caractéristiques

Caractéristiques environnementales

Métaux lourds: Sans cadmium, Sans plomb
Matériau de l'emballage: Carton, PET
Type d'emballage: blister PET

Carton externe

Longueur: 22 cm
Nombre de produits emballés: 200
Largeur: 21 cm
Poids brut: 1.4 kg
Hauteur: 13 cm
GTIN: 1 48 95229 12557 2
Poids net: 0.33600 kg
Poids à vide: 1.06400 kg

Alimentation

Capacité de la pile: Maximum 90 mAh
Type de batterie: Aide auditive/zinc-air
Tension de la pile: 1.4 volt

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 9.4 cm
Largeur: 4.77 cm
Profondeur: 0.5 cm
Nombre de produits inclus: 6
EAN: 48 95229 12557 5
Poids brut: 0.0054 kg
Poids net: 0.00168 kg
Poids à vide: 0.00372 kg

Dimensions

Nombre de cartons: 100
Dimensions du produit (l x P x H):
0,36 x 0,58 cm
Dimensions du carton externe (LxPxH):
10,2 x 17 x 11,5 cm
Dimensions du carton interne (LxPxH):
3,2 x 5 x 9,8 cm
Poids du produit: 0,0002 kg

Spécificités techniques

Durée de conservation: 3 ans

