



## Tecnología Zinc Air de máxima calidad para audífonos

Ofrece un rendimiento de gran duración en audífonos personales

## Fácil de usar

- Los colores facilitan el reconocimiento de los tamaños de la pila
- El distribuidor convierte la extracción de las pilas en una maniobra sencilla

## Máximo rendimiento

- Rendimiento confiable de larga duración
- Tecnología Zinc Air diseñada para audífonos
- La pila conserva sus propiedades hasta 3 años después de su fabricación

## ZA13BX30/00

# Destacados

## **Rendimiento confiable**

Esta pilas se fabrican con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.

## Tecnología Zinc Air

La tecnología Zinc Air proporciona energía a tu audífono.

## Sencilla clasificación por colores

Para facilitar el reconocimiento de los tamaños de las pilas más comunes, usamos una clasificación por colores según los estándares de la industria.

## Fácil distribuidor giratorio

En este sistema de embalaje se utiliza una rueda giratoria, que convierte la extracción de las pilas en una operación muy sencilla.

# Especificaciones

## **Especificaciones ecológicas**

Metales pesados: Sin cadmio, Sin plomo Material de embalaje: Cartón, PET Tipo de envase: Caja de regalo, Blíster de PET

## Caja externa

Longitud: 28 cm

Cantidad de envases para consumo: 50

Ancho: 21.5 cm Peso bruto: 3.25 kg Altura: 18 cm

GTIN: 1 48 95229 12224 3 Peso neto: 2.2 kg Peso de tara: 1.05 kg

## **Potencia eléctrica**

Tipo de batería: Audífono/Zinc Air Voltaje de la batería: 1.4 V

## **Dimensiones del envase**

Altura: 9.6 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Ancho: 5 cm Profundidad: 2.8 cm

Cantidad de productos incluidos: 30

EAN: 48 95229 12224 6 Peso bruto: 0.055 kg Peso neto: 0.044 kg Peso de tara: 0.011 kg

## **Especificaciones técnicas**

Autonomía: 3 años

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados. Fecha de publicación 2024-12-23 Versión: 4.1.4

EAN: 48 95229 12224 6

www.philips.com



Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.