

# PHILIPS


## Batería

### Minicells

1,4V

Zinc Air

ZA10BX30



## Tecnología Zinc Air de máxima calidad para audífonos

Ofrece un rendimiento de gran duración en audífonos personales

### Fácil de usar

- Los colores facilitan el reconocimiento de los tamaños de pila
- El distribuidor convierte la extracción de las pilas en una maniobra sencilla

### Máximo rendimiento

- Rendimiento fiable de larga duración
- Tecnología Zinc Air diseñada para audífonos
- La pila conserva sus prestaciones durante 3 años

## Destacados

### Rendimiento fiable

En la fabricación se utilizan las últimas tecnologías, para garantizar un rendimiento fiable y de larga duración.

### Tecnología Zinc Air

La tecnología Zinc Air proporciona energía a tu audífono.

### Sencilla clasificación por colores

Usamos una clasificación por colores para los tamaños de pila según los estándares del sector para facilitar la identificación de los tamaños de pila más comunes.

### Fácil distribuidor giratorio

En este sistema de embalaje se utiliza una rueda giratoria, que convierte la extracción de las pilas en una operación muy sencilla.

### Plazo de validez de hasta 3 años

Toda pila sufre pérdidas de energía cuando no se utiliza. Nosotros garantizamos que la pila contiene como mínimo el 80 % de su energía inicial durante la fecha preferente de utilización.

## Especificaciones

### Especificaciones medioambientales

**Metales pesados:** Sin cadmio, Sin plomo

**Material de embalaje:** Cartón, PET

**Tipo de embalaje:** Blíster de PET

### Caja exterior

**Longitud:** 28 cm

**Unidades por caja:** 50

**Longitud:** 11.0 pulgada

**Anchura:** 21.5 cm

**Peso bruto:** 2.1 kg

**Altura:** 18 cm

**GTIN:** 1 48 95229 12222 9

**Anchura:** 8.5 pulgada

**Altura:** 7.1 pulgada

**Peso neto:** 0.4200 kg

**Peso bruto:** 4.630 libras

**Peso neto:** 0.926 libras

**Peso tara:** 1.6800 kg

**Peso tara:** 3.704 libras

### Potencia

**Tipo de batería:** Audífono/Zinc Air

**Voltaje de la pila:** 1.4 V

### Dimensiones del embalaje

**Altura:** 9.6 cm

**Tipo de embalaje:** Blister

**Tipo de colocación:** Ambos

**Anchura:** 5 cm

**Profundidad:** 2.8 cm

**Altura:** 3.8 pulgada

**Número de productos incluidos:** 6

**EAN:** 48 95229 12222 2

**Anchura:** 2.0 pulgada

**Peso bruto:** 0.036 kg

**Profundidad:** 1.1 pulgada

**Peso neto:** 0.0084 kg

**Peso bruto:** 0.079 libras

**Peso neto:** 0.019 libras

**Peso tara:** 0.0276 kg

**Peso tara:** 0.060 libras

### Dimensiones del producto

**Altura:** 2.4 cm

**Anchura:** 0.58 cm

**Profundidad:** 2.04 cm

**Ancho:** 0.2 pulgada

**Altura:** 0.9 pulgada

**Profundidad:** 0.8 pulgada

**Peso:** 0.00168 kg

**Peso:** 0.004 libras

### Especificaciones técnicas

**Autonomía:** 3 años

