

# PHILIPS


## Batería

## Minicells

1,4V

Zinc Air

ZA10BX30



## Tecnología Zinc Air de máxima calidad para audífonos

Ofrece un rendimiento de gran duración en audífonos personales

### Fácil de usar

- Los colores facilitan el reconocimiento de los tamaños de la pila
- El distribuidor convierte la extracción de las pilas en una maniobra sencilla

### Máximo rendimiento

- Rendimiento confiable de larga duración
- Tecnología Zinc Air diseñada para audífonos
- La pila conserva sus propiedades hasta 3 años después de su fabricación

## Destacados

### Rendimiento confiable

Esta pila se fabrica con la última tecnología para asegurar un rendimiento confiable y de larga duración.

### Tecnología Zinc Air

La tecnología Zinc Air proporciona energía a tu audífono.

### Sencilla clasificación por colores

Para facilitar el reconocimiento de los tamaños de las pilas más comunes, usamos una clasificación por colores según los estándares de la industria.

### Fácil distribuidor giratorio

En este sistema de embalaje se utiliza una rueda giratoria, que convierte la extracción de las pilas en una operación muy sencilla.

## Especificaciones

### Especificaciones ecológicas

**Metales pesados:** Sin cadmio, Sin plomo

**Material de embalaje:** Cartón, PET

**Tipo de envase:** Blíster de PET

### Caja externa

**Longitud:** 28 cm

**Cantidad de envases para consumo:** 50

**Longitud:** 11.0 pulgadas

**Ancho:** 21.5 cm

**Peso bruto:** 2.1 kg

**Altura:** 18 cm

**GTIN:** 1 48 95229 12222 9

**Ancho:** 8.5 pulgadas

**Altura:** 7.1 pulgadas

**Peso neto:** 0.4200 kg

**Peso bruto:** 4.630 lb

**Peso neto:** 0.926 lb

**Peso de tara:** 1.6800 kg

**Peso de tara:** 3.704 lb

### Potencia eléctrica

**Tipo de batería:** Audífono/Zinc Air

**Voltaje de la batería:** 1.4 V

### Dimensiones del envase

**Altura:** 9.6 cm

**Tipo de envase:** Blister

**Tipo de ubicación en el estante:** Ambos

**Ancho:** 5 cm

**Profundidad:** 2.8 cm

**Altura:** 3.8 pulgadas

**Cantidad de productos incluidos:** 6

**EAN:** 48 95229 12222 2

**Ancho:** 2.0 pulgadas

**Peso bruto:** 0.036 kg

**Profundidad:** 1.1 pulgadas

**Peso neto:** 0.0084 kg

**Peso bruto:** 0.079 lb

**Peso neto:** 0.019 lb

**Peso de tara:** 0.0276 kg

**Peso de tara:** 0.060 lb

### Dimensiones del producto

**Altura:** 2.4 cm

**Ancho:** 0.58 cm

**Profundidad:** 2.04 cm

**Ancho:** 0.2 pulgadas

**Altura:** 0.9 pulgadas

**Profundidad:** 0.8 pulgadas

**Peso:** 0.00168 kg

**Peso:** 0.004 lb

### Especificaciones técnicas

**Autonomía:** 3 años

