

Philips
膝部按摩器

組合按摩

氣墊全包覆
無線設計，方便穿戴使用

PPM5521



享受放鬆時刻

AirWave 按壓與熱敷

透過空氣壓力和熱敷功能，協助減緩膝蓋不適。提供各式各樣的按摩模式和裝備，適合不同人員為膝蓋按摩及舒緩。

組合按摩，緩解不適

- 同時按摩兩邊膝蓋，充分放鬆
- 40-50° C 熱敷溫度，3 段式可調溫度
- 4 種按摩模式，智能方便

氣墊全包覆設計

- 10 個氣墊區域，空氣波氣墊按摩
- 專為膝關節設計的懸掛式 3D 支撐

輕鬆無線使用

- 30 分鐘智能定時按摩，避免過度按摩
- 內建電池，可於充電時使用

PHILIPS

膝部按摩器

組合按摩 氣墊全包覆，無線設計，方便穿戴使用

規格

一般規格

- 淨重：大約 0.78 公斤
- 色彩：深藍色
- 氣墊數量：10

主要參數

- 加熱溫度：40-50 ° C
- 電池：4800 mAh
- 充電埠：USB Type-C

- 充電電壓：5 V
- 充電電流：2 A

原產國

- 製造於：中國

客戶服務

- 保固期：2 年

PPM5521DB/90

焦點

多功能膝蓋按摩

雙按摩器設計，讓兩邊的膝蓋能同時享受。

熱敷功能

3 段可調式熱敷溫度，能促進血液循環，有效緩解肌肉壓力，降低局部痠痛，讓人充分放鬆，舒緩整日疲勞。內建精確的 NTC 溫度控制系統和過熱自動關機功能，智能設計不會燙傷。

多種按摩模式

4 種預設按摩模式，一鍵即可開始按摩，帶來想要的舒適享受。

氣墊設計

內置 10 個 3D 氣墊，以多種角度包覆膝蓋進行揉捏按摩，放鬆膝蓋

FloatFit 3D 膝蓋墊

裝置的膝蓋部分配備環狀空氣懸吊設計，可透過氣墊充氣來固定膝蓋骨，同時提供支撐效果。在充氣和消氣循環之間切換，便能為膝蓋骨按摩，實現放鬆和紓壓的享受。

定時關閉

定時 30 分鐘運作時間後自動關閉，有效避免過度按摩造成的皮膚紅腫不適。

採用無線設計

內建 5000mAh 電池於充飽電的狀態下可使用 120 分鐘。裝置支援充電時使用，因此無須擔心電池壽命問題。



發行日期 2024-05-11

版本：1.1.2

EAN: 48 97126 05091 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com