

PHILIPS

sonicare

PHILIPS sonicare

PHILIPS
sonicare

Электрическая звуковая зубная
щетка с приложением

DiamondClean 9000

Удобное приложение для
чистки зубов

Встроенный датчик давления

Распознавание чистящей
насадки

4 режима, 3 уровня
интенсивности



HX9911/23

Ваша здоровая улыбка каждый день

Тщательная чистка для здоровой улыбки

Philips Sonicare DiamondClean 9000 обеспечивает оптимальный результат удаления налета, помогает поддерживать здоровье десен и отбеливает зубы, предлагая тщательную чистку для здоровья полости рта.

Создано для вас

- Форма щетинок повторяет особенности прикуса

Повысьте эффективность чистки зубов

- Простая и стильная зарядка дома и в поездках

Эффективность премиум-класса

- Премиальная чистящая насадка "Все в одном" для комплексного ухода
- Ультразвуковая чистка зубов: мастер-класс по эффективной чистке

Позвольте DiamondClean 9000 адаптироваться под ваши потребности

- Персонализированная чистка зубов
- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

Следите за прогрессом с личным отчетом

- Создавайте и поддерживайте здоровые привычки

Характеристики

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®:
Обучающее приложение

Питание

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка
Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***
Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Розовое золото

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Bluetooth 4.0 и выше, Найдите Sonicare в магазине Google Play, чтобы узнать больше о совместимости.
Совместимость с ОС iOS: iPhone с Bluetooth 4.0 и выше, Найдите Sonicare в App Store, чтобы узнать больше о совместимости с устройствами iOS.

Удобство использования

Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
Совместимость ручки: Удобные съемные насадки
Дисплей: Дисплей с подсветкой
Ручка: Изящный эргономичный дизайн
Распознавание чистящей насадки: Подбор оптимального режима
Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Насадки: A3 Premium All-in-One, 1 шт.
Ручка: 1 DiamondClean 9000
Дорожный футляр: Зарядный чехол с USB, 1 шт.
Стакан с зарядной базой: 1

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 20 раз больше налета*
Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту
Польза для здоровья: Состояние десен до 15 раз лучше**
Эффект осветления: До 100 % меньше потемнений***

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

3 уровня интенсивности: Высокий, Средняя, Низкий
Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки
Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для эффективной тщательной чистки
Gum Health: Особый уход за коренными зубами
White+ (Осветление+): Для удаления поверхностных потемнений эмали

Функция подключения BrushSync

A3 Premium All-in-One: Синхронизация с режимом Clean (Чистка)

Технология интеллектуального датчика

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку
Технология BrushSync: Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок



* vs. a manual toothbrush.

** при использовании с чистящей насадкой A3, по сравнению с обычной зубной щеткой.

*** по сравнению с обычной зубной щеткой; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.

**** при использовании дважды в день в течение двух минут.