

# PHILIPS

## sonicare



DiamondClean 9000

Cordless Power  
Flosser

Oral Irrigator + četkica  
Tehnologija Quad Stream  
Impulsni valovi za navođenje



HX3886/41

## Inovativno čišćenje između zuba uz tehnologiju QuadStream

Uklanja do 99,9 % naslaga\* na područjima primjene

Temeljito čišćenje područja između zuba bez napora radi poboljšanja zdravlja desni. Jedinstveni Quad Stream vrh čisti veće površine uz manje napora kako bi čišćenje između zuba bilo učinkovitije svaki put.

### Provides a superior clean

- Naša jedinstvena tehnologija pruža snažno, a ipak nježno čišćenje

### Easy and convenient

- Brzo univerzalno punjenje uz kabel USB-A – mali utikač
- Standardni vrh za usmjereno čišćenje

### Faster, more effective flossing


- 2 načina rada čišćenja, 3 intenziteta
- Potpuno čišćenje u 60 sekundi
- Tehnologija Pulse Wave navodi od zuba do zuba
- Tehnologija Quad Stream za brže i učinkovitije čišćenje

### Neka se DiamondClean 9000 prilagodi vašim potrebama

- Prilagođen doživljaj pranja zubi


## Istaknute znač.

### Tehnologija Quad Stream



Jedinstveni Quad Stream vrh u obliku slova X razdvaja tok u 4 mlaza vode koji pokrivaju veće područje između zuba i uzduž linije desni. Osigurajte brže i dubinsko čišćenje bez gnjavaže s koncem za zube.

### Tehnologija Pulse Wave




Nježni vodeni impulsi u načinu rada Deep Clean navode vas od zuba do zuba, za dubinsko čišćenje svaki put.

### 2 načina rada, 3 intenziteta



Odaberite čišćenje koje će vam uljepšati osmijeh. Način rada Clean osigurava kontinuirani protok za učinkovito svakodnevno čišćenje. Deep Clean impulsi za temeljitije čišćenje. Podesive razine intenziteta pružaju željenu udobnost.

### Potpuno čišćenje u 60 sekundi



Dosegnite teško dostupna područja mlaznicom koja se okreće za 360 stupnjeva tako da uređaj možete koristiti u bilo kojoj orijentaciji. Očistite temeljito 360° u samo 60 sekundi od početka do kraja.

### Brzo punjenje uz kabel USB-A – mali utikač



Praktično punjenje uz kabel USB-A – mali utikač. Do 14 dana uporabe uz samo jedno punjenje.

### 4 načina rada, 3 intenziteta



DiamondClean 9000 omogućuje pranje u načinima rada Clean (čišćenje), White+ (izbjeljivanje+), Gum Health (zdravlje desni) i Deep Clean+ (dubinsko čišćenje+) koji brinu za vaše potrebe pranja zubi. Način rada Clean izvrstan je za svakodnevno pranje zubi, White+

za uklanjanje mrlja, Gum Health za nježno, ali učinkovito čišćenje desni, a Deep Clean+ za osvježavajuće dubinsko čišćenje. Tri intenziteta na omogućuju odabir između više postavke za energičnije čišćenje i niže za osjetljivija usta.

### Tehnologija Philips Sonicare



Snažne sonične vibracije pretvaraju pastu za zube u mjehuriće koji uklanjaju naslage, a zatim te mjehuriće usmjeravaju duboko između zuba i uzduž linije desni. U samo 2 minute postići ćete ono što se običnom četkicom postigne u mjesec dana.

### Standardni vrh za usmjereno čišćenje



Standardni vrh s jednom mlaznicom povećava pritisak za usmjereno čišćenje i uklanjanje ostataka hrane, kad vam je to potrebno.

## Specifikacije

### Snaga

**Napon:** Višenaponski punjač

### Tehničke specifikacije

**Potrošnja energije:** Isključeno <0,3 W, Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

### Dizajn i završna obrada

**Boja:** White (izbjeljivanje)

### Servis

**Jamstvo:** 2-godišnje ograničeno jamstvo

### Jednostavnost uporabe

**Drška:** Tanak ergonomski dizajn

**Nastavak s mlaznicom:** Jednostavno se postavlja i odvaja

### Odlične radne značajke

**Čišćenje:** Čisti cijela usta u roku od 60 – 90 sekundi

### Predmeti u kompletu

Bežični Power Flosser: 1

Standardna mlaznica F1: 1

Mlaznica F3 Quad Stream: 1

Glava četkice: 1 - C3

USB kabel za punjenje: 1

DiamondClean 9000: 1

USB adapter za zid: 1

Staklena čaša za punjenje: 1

Prijenosno USB kućište: 1

### Prednosti za zdravlje

**Uklanjanje naslaga:** Uklanja do 99 % naslaga na područjima primjene\*

### Načini rada Power Flosser

**Clean (čišćenje):** Za odlično svakodnevno čišćenje

**Deep clean+:** Za osvježavajuće dubinsko čišćenje

**Intenziteti:** 3

