

PHILIPS

sonicare

Testine Philips
Sonicare Standard

InterCare

Confezione doppia

Misura standard

Ad aggancio

Pulizia degli spazi interdentali

HX9002/07



Pulizia superiore* anche negli spazi interdentali.

Pulizia anche degli spazi interdentali e delle zone difficili da raggiungere

La testina Philips Sonicare InterCare è perfetta per eliminare la placca depositata negli spazi interdentali, curare le gengive infiammate e sfoggiare un sorriso bello e sano.

Testina compatibile con più manici

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Migliore rimozione della placca e gengive più sane

- Rimuove la placca fino a 7 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Progettata per raggiungere in profondità gli spazi interdentali
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Per una migliore condizione delle gengive in sole due settimane
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

In evidenza

Setole extra lunghe



La testina InterCare è dotata di setole di alta qualità, extra lunghe e ad alta intensità per eliminare la placca nascosta che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole 2 settimane.

Per raggiungere in profondità gli spazi interdentali



Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è dotata di setole extra-lunghe e ad alta densità per sconfiggere la placca nascosta che si insinua in profondità tra i denti e in altre zone difficili da pulire.

Rimuove la placca fino a 7 volte in più



La testina Philips Sonicare InterCare è clinicamente testata e, in sole quattro settimane di utilizzo, rimuove fino a 7 volte più placca negli spazi interdentali rispetto a uno spazzolino manuale.

Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu ti indicano quando è arrivato il momento di sostituirle poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Consumer Trade Item

Height: 22 cm
Width: 6.2 cm
Length: 3.1 cm
Net weight: 0.016 Kg
Gross weight: 0.035 Kg
GTIN: 8710103619277
Country of origin: DE
Harmonized system code: 96032100

Scatola esterna

Height: 14 cm
Width: 15.5 cm
Length: 25 cm
Net weight: 0.16 Kg
Gross weight: 0.486 Kg
GTIN: 18710103619274

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco
Consistenza rigida delle setole: Media
Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente
Misura: Standard

Altro

Height: 98.4 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
GTIN: 68710103619279

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio
Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3

Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Accessori inclusi

Testine: 2 InterCare standard

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi
Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove fino a 7 volte più placca*
Salute delle gengive: Per migliorare la salute delle gengive in due settimane

