

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

ProtectiveClean
4700

Capteur de pression intégré

2 modes de nettoyage

1 fonction BrushSync™



HX6483/52



Des dents plus propres, en douceur.

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Une plus grande surface de contact pour éliminer plus de plaque dentaire

Technologie innovante

- Encourage la réduction de la pression
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

Optimisez votre brossage

- Modes Clean et Gum Care

Conçu pour votre patient

- Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents
- Encourage un brossage soigneux

Points forts

Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*




La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.

Trop de pression ?



Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

Modes Clean et Gum Care



Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou sur la santé de vos gencives, cette brosse a le mode qu'il vous faut : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode


Gum Care ajoute une minute supplémentaire de brossage à puissance réduite pour vous permettre de masser doucement vos gencives.

Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

Rappels intelligents de remplacement




Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

Fonction Easystart



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Minuteurs pratiques



Notre fonction Quadpacer permet aux patients de savoir quand ils ont suffisamment brossé chaque partie de leur dentition, tandis que notre fonction Smarttimer les prévient quand ils ont atteint les deux minutes de brossage recommandées.

Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc/menthe

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brosseage: Jusqu'à 2 semaines

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White compact

Housse de voyage: Étui de voyage rigide

Chargeur: 1

Manche: 1 ProtectiveClean

Performances de brosseage

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosseage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

