

PHILIPS

sonicare

Testine mini

InterCare

Confezione doppia

Dimensioni mini

Ad aggancio

Pulizia degli spazi interdentali

HX9012/07



Pulizia superiore* anche negli spazi interdentali.

Pulizia anche degli spazi interdentali e delle zone difficili da raggiungere

La testina Philips Sonicare InterCare è perfetta per eliminare la placca depositata negli spazi interdentali, curare le gengive infiammate e sfoggiare un sorriso bello e sano.

Testina compatibile con più manici

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Progettata per raggiungere in profondità gli spazi interdentali
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

In evidenza

Per raggiungere in profondità gli spazi interdentali



Questa testina per spazzolino Philips Sonicare è dotata di setole particolarmente lunghe e ad alta densità per raggiungere la placca nascosta in profondità negli spazi interdentali e in altre zone difficili da pulire. Disponibile anche in dimensione standard, più grande, per una pulizia accurata.

Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu ti indicano quando è arrivato il momento di sostituirle poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

Specifiche

Consumer Trade Item

Height: 22 cm
Width: 6.2 cm
Length: 3.1 cm
Net weight: 0.014 Kg
Gross weight: 0.033 Kg
GTIN: 8710103619291
Country of origin: DE
Harmonized system code: 96032100

Scatola esterna

Height: 14 cm
Width: 15.5 cm
Length: 25 cm
Net weight: 0.14 Kg
Gross weight: 0.466 Kg
GTIN: 18710103619298

Aspetto e rifiniture

Colore: Bianco
Consistenza rigida delle setole: Media
Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente
Misura: Compatto

Altro

Height: 98.4 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
GTIN: 68710103619293

Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio
Adatto per questi modelli: Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Accessori inclusi

Testine: 2 InterCare compatte

Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi
Testata: per un uso ottimale

Benefici per la salute

Rimozione della placca: Aiuta a rimuovere la placca
Salute delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive

