

PHILIPS

IPL aparat za uklanjanje
dlačica s tehn. SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Senzor SmartSkin

2 pametna nastavka: tijelo, lice

Aplikacija Lumea IPL

Korištenje s kabelom



BRI945/00



Prilagođeno vama uz SenseIQ

Uživajte u 12 mjeseci glatke kože bez dlacića*

Uživajte u brzom i personaliziranom tretmanu s našom serijom Lumea IPL 8000. SenseIQ tehnologija s pametnim nastavcima i aplikacijom Lumea IPL za dugotrajno glatku kožu.

Nježno i učinkovito za dugotrajno glatku kožu

- Za brze rezultate tretirajte samo 2x mjesečno
- Razvijeno u suradnji s dermatolozima kako bi bilo sigurno i učinkovito
- Izuzetno dugačak kabel za dodatnu fleksibilnost tijekom tretmana

Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo

- Sveobuhvatno rješenje za lice i tijelo s 2 pametna nastavka
- Pogodan za većinu nijansi kože i boju dlacića

Personalizirani IPL tretman za uklanjanje dlacića

- Nježno i ugodno uz SenseIQ
- Optimizirajte svoju rutinu uz aplikaciju Philips Lumea IPL

Istaknute znač.

2 x mjesečno za brze rezultate



Svaka 2 tjedna na početku – to je upola manje potrebnih tretmana od drugih robnih marki. A nakon toga samo jednom mjesečno i to je to. Tretman obje potkoljenice traje svega 8,5 minuta.

Tehnologija SenseIQ



Lumea serije 8000 ima pet lako prilagodljivih postavki svjetla. Naš senzor SmartSkin očitava vašu nijansu kože i pomaže vam pronaći najugodniju postavku. Pametni nastavci prilagođavaju tretman za svako područje tijela.

Izuzetno dugačak kabel



Praktičan je za uporabu zahvaljujući izuzetno dugom kabelu za jednostavan pristup i bolju pokretljivost.

2 pametna nastavka



Posebno dizajnirani nastavci savršeno odgovaraju oblinama tijela i aktiviraju najučinkovitije programe za svako područje tijela kada su priključeni. Lice: ravni dizajn i mali prozor s UV filtrom. Tijelo: zaobljen prema unutra s velikim prozorom.


Razvijeno s dermatolozima



Kao predvodnik u zdravstvenoj tehnologiji, tvrtka Philips je u suradnji s dermatolozima razvila Lumea IPL za jednostavnu i učinkovitu

upotrebu u sigurnosti vašeg doma. Nastala iz tehnologije koja se upotrebljava u profesionalnim salonima, Lumea IPL pruža nježan tretman, čak i na osjetljivim područjima.

Aplikacija Philips Lumea IPL



Naša besplatna demonstracijska aplikacija pomaže vam da isplanirate i držite se rasporeda tretmana, a zatim vas vodi kroz svaki tretman korak po korak. Preuzelo ju je više od 2,1 milijuna korisnika.

Za većinu tipova kože i dlačica



IPL treba kontrast između pigmenta boje dlačica i pigmenta boje kože pa stoga djeluje na prirodno tamnoplavu, smeđu i crnu kosu te na nijanse kože od svijetle do tamno smeđe (I – IV).

Specifikacije

Tehnički podaci za nastavke

Nastavak za tijelo: Oblik: Konveksno zaobljen, Veličina prozora: 4,1 cm², Prilagođeni tretman za tijelo; noge, ruke i trbuh

Nastavak za lice: Oblik: plosnati, Veličina prozora: 2 cm², dodatni filtar, Prilagođeni tretman za lice: gornja usna, brada i linija čeljusti

Sigurnost i prilagodljive postavke

Integrirani UV filtar: Štiti kožu od UV zračenja

5 postavki jačine svjetlosti: Može se prilagoditi prema vašem tipu kože

Integrirani sigurnosni sustav: Sprječava

nehotično odašiljanje svjetlosnih impulsa

Senzor SmartSkin: Odgovarajuća postavka na zahtjev

Način primjene

"Slide and Flash": Za brzu primjenu

Žično/bežično: Korištenje s kabelom

"Stamp and Flash": Za primjenu na manjim područjima

Tehničke specifikacije

Napon: 100-240 V

Snažna žarulja: Napravljen da traje, 450.000 svjetlosnih impulsa što odgovara 39 godina trajanja lampe**

Servis

Jamstvo: Međunarodno 2-godišnje jamstvo plus 1 dodatna godina jamstva nakon registracije proizvoda u roku od 90 dana

Predmeti u kompletu

Upute za uporabu: Upute

Pohrana: Kozmetička torbica

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Vrijeme primjene

Pazusi: 2,5 min

Bikini linija: 2 min

Lice: 1,5 min

Potkoljenice: 8,5 min

