

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica sónica

ProtectiveClean
4700

Sensor de pressão integrado
2 modos, 3 intensidades
1 x funcionalidade BrushSync



HX6481/50



Gengivas mais saudáveis. A suavidade é a melhor solução.

Melhore a saúde das gengivas até 100% mais do que com uma escova manual.

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão e melhore a saúde das gengivas até 100% mais do que com uma escova de dentes manual.

Proven to improve oral health

- Melhora a saúde das gengivas em até 100%*
- Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias
- Branqueia os dentes em apenas uma semana

Designed around you

- Incentivo para uma escovagem completa
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

Innovative technology

- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes

Optimize your brushing

- Dois modos, três definições de intensidade

Destques

Melhora a saúde das gengivas



As cerdas de alta qualidade extralongas e densamente agrupadas proporcionam-lhe uma escovagem extrassuave para remover a placa bacteriana ao longo da linha das gengivas, para uma melhoria da saúde das gengivas até 100% superior à proporcionada por uma escova de dentes manual. Além disso, a ponta com curvatura especial elétrica ajuda a alcançar facilmente os dentes na parte posterior da boca.

Escovar à sua maneira



Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem com dois modos e três intensidades à escolha. O modo Clean é padrão para uma limpeza superior. E o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas. Três intensidades permitem alterar a ordem de "superior" e "inferior" para se alinhar com as intensidades da esquerda para a direita.

Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos

ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

A única verdadeira tecnologia sónica



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Monitoriza a sua pressão de escovagem



Escovar com demasiada força pode danificar os dentes e as gengivas. Para evitar que isso aconteça, a Philips Sonicare ProtectiveClean emite um som pulsante agradável que serve de lembrete para aliviar a pressão.

Tecnologia BrushSync



A tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega. A pega inteligente e a cabeça inteligente da escova são uma combinação poderosa que fornece avisos de substituição inteligentes.

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas a nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. Quando for hora de a substituir, uma luz na pega e um breve sinal sonoro avisam. Desta forma, pode ter a certeza de que a cabeça da escova está a fazer um bom trabalho.

Temporizadores úteis



Necessita de uma escova de dentes elétrica com temporizador? O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

Dentes naturalmente mais brancos



Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: Lões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco e verde menta

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Cabeças de escova: 30 G3 Premium Gum Care, 30 C3 Premium Plaque Control

Carregador: 1

Pega: 1 ProtectiveClean

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Benefícios para a saúde: Ajuda a melhorar a saúde das gengivas. Ajuda a reduzir as cáries

Benefícios de branqueamento: Branqueia os dentes em 1 semana

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

3 intensidades: Elevada, Baixa, Média

Cuidado das gengivas: Massaja suavemente as gengivas

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

