

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean 4500

Ingebouwde poetsdruksensor

2 poetsstanden

1 x BrushSync-functie



HX6888/88



Gezonder tandvlees. Zachte reiniging.

Maakt uw tandvlees met 100% gezonder ten opzichte van een handtandenborstel.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl de gezondheid van uw tandvlees met 100% verbetert ten opzichte van een handtandenborstel.

Designed around you

- Aanmoediging om grondig te poetsen

Innovative technology

- Een vriendelijke herinnering om niet te hard te poetsen
- U haalt het maximale uit uw opzetborstels
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Verbeterd de mondhygiëne

- Vullingen, kronen of gevoelige gebieden? Maakt u zich geen zorgen.

Optimaliseer het poetsen

- Clean- en Gum Care-poetsstand

Ontworpen voor u

- Echt iets voor patiënten die onderweg zijn


Kenmerken

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees



De i InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen om tandplak diep tussen uw tanden aan te pakken. Het is klinisch bewezen dat na twee weken uw tandvlees minder bloedt en dat ontstekingen afnemen.

Clean- en Gum Care-poetsstand



Of u nu tandplak wilt verwijderen of uw tandvlees gezond wilt houden, deze tandenborstel heeft een poetsstand voor u: de Clean-poetsstand biedt superieure reiniging, terwijl de Gum Care-poetsstand een extra minuut poetsen met minder kracht toevoegt om uw tandvlees zachtjes te kunnen masseren.

Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Poetst u te hard?




U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

BrushSync-technologie




Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

Slimme vervangingsherinneringen



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar daar hebben we iets op bedacht: onze slimme borstelherkenningstechnologie houdt bij hoe lang patiënten hun opzetborstel gebruiken en hoe hard ze poetsen. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden. Op die manier weten ze zeker dat hun opzetborstel altijd optimaal presteert.

Handige timers



Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

Handig reisetui en -oplader



In het hoogwaardige reisetui kunnen patiënten hun tandenborstel hygiënisch opbergen. Met onze compacte reisoplader blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):
Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit en lichtblauw

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de
batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Compatibel met handvat: Gemakkelijk
opklikbare opzetborstels
Poetstijd: Tot 2 weken

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 1 i InterCare-standaard, 1 ic
InterCare compact

Handvat: 1 ProtectiveClean

Docking station: 1

Reisetui: 1

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes
verminderen

Prestaties: Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat
trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Slimme sensortechnologie

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd
wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te
hard poetst

