

PHILIPS

IPL-hårborttagningsenhet
med SenseIQ

Lumea IPL Prestige

SmartSkin-sensor

4 intelligenta tillbehör: kropp,
ansikte, bikiniområde,
underarmar

Lumea IPL-appen

Användning med sladd



BRI948/00



Njut av sex månaders silkeslen hud*

Upp till 92 % mindre hår efter tre omgångar**

Lumea IPL Prestige är den mest effektiva IPL-enheten*** med SenseIQ-teknik, intelligenta tillbehör och Lumea IPL-appen för en personlig hårborttagningsbehandling för hela kroppen. Sladdansluten version.

Skonsam och effektiv för len hud som varar länge

- Benhandla endast två gånger i månaden för snabba resultat
- Utvecklad i samarbete med dermatologer för att vara enkel och effektiv
- Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Komplett lösning för ansikte och kropp

- Komplett lösning för ansikte och kropp med fyra smarta tillbehör
- Lämpar sig för de flesta hudtoner och hårfärger

Anpassad IPL-hårborttagningsbehandling

- Skonsam och behaglig med SenseIQ
- Optimera din rutin med Philips Lumea IPL-appen

Funktioner

Två gånger i månaden för snabba resultat



Varannan vecka för att komma igång – det är hälften så många behandlingar som andra varumärken. Följt av uppfräschningar en gång i månaden. Det är allt. Det tar 8,5 minuter att behandla båda underbenen.

SenseIQ-teknik



Lumea 8000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligent tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.

Extra lång sladd



Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

Fyra smarta tillbehör



Specialdesignade tillbehör följer kroppens konturer perfekt och aktiverar automatiskt de mest effektiva programmen för varje kroppsdel när de ansluts. Ansikte: platt design och litet fönster med UV-filter. Kropp: svängt inåt med ett stort fönster. Bikiniområde och armhålor: svängt utåt för svåråtkomliga ställen.


Utvecklad i samarbete med dermatologer



Som ledare inom medicinsk teknik har Philips utvecklat Lumea IPL tillsammans med dermatologer för enkel och effektiv

användning hemma. Lumea IPL har utvecklats utifrån teknik som används på professionella skönhets-salonger och ger en skonsam behandling, även i känsliga områden.

Philips Lumea IPL-appen



Vår kostnadsfria instruktionsapp hjälper dig att planera och hålla dig till ditt behandlingsschema och vägleder dig sedan genom varje session steg för steg. Har laddats ned av fler än 2,1 miljoner användare.

För de flesta hud- och hårtyper



IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till mörkbrun (I–V).

Specifikationer

Tekniska specifikationer tillbehör

Tillbehör för kroppsbehandling: Form: konvex svängd, Fönsterstorlek: 4,1 cm², Skräddarsydd behandling för kroppen: ben, armar och mage

Tillbehör för ansiktsbehandling: Form: platt, Fönsterstorlek: 2 cm², extra filter, Skräddarsydd behandling för ansiktet: överläpp, haka och käklinje

Tillbehör för bikinibehandling: Form: konkav svängd, Fönsterstorlek: 3 cm², Skräddarsydd behandling för känslig bikinilinje

Tillbehör för armhålebehandling: Form: konkav svängd, Fönsterstorlek: 3 cm², Skräddarsydd behandling för armhålorna

Säkerhet och justerbara inställningar

Integrerat UV-filtrer: Skyddar din hud från UV-ljus

5 ljusenergiinställningar: Justerbar för din

hudtyp

Integrerat säkerhetssystem: Förhindrar oavsiktliga ljussignaler

SmartSkin-sensor: Rätt inställning på begäran

Programläge

Dra och skicka ljuspuls: För snabb användning
Användning med eller utan sladd: Användning med sladd

Tryck och skicka ljuspuls: För behandling på små områden

Tekniska specifikationer

Spänning: 100–240 V

Lampa med höga prestanda: Gjord för att hålla, 450 000 ljuspulser, vilket motsvarar en lamplivslängd på 39 år**

Service

Garanti: 2 års global garanti + 1 extra års garanti vid produktregistrering inom 90 dagar

Artiklar som ingår

Bruksanvisning: Användarhandbok

Förvaring: Skönhetsfodral

Adapter: 19,5 V/4000 mA

Appliceringsstid

Armhålorna: 2,5 min.

Bikininlinje: 2 min

Områden i ansiktet: 1,5 min.

Underben: 8,5 min

