

PHILIPS

AVENT

Cumlík Anti-colic

2 kusy

Prietok 3

3 m+

SCY763



Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*

Navrhnuté na zmierňovanie vetrov

Cumlík s prietokom 3 potláčajúci koliku má integrovaný ventil, vďaka ktorému vzduch nevniká do bruška bábätka a odporúča sa pre deti od 3 mesiacov.

Ďalšie výhody

- Kompatibilný rad od dojčenia po pitie z pohára
- Kompatibilné s radom Anti-colic
- Tento cumlík neobsahuje BPA
- Pre vaše bábätko je k dispozícii viacero druhov prietokov

Klinicky overené potlačenie koliky a nepohodlia*


- Systém potláčajúci koliku s preukázaným účinkom*

Kŕmenie bez prerušenia

- Tvar cumlíka je navrhnutý na pevné prisatie
- Tvar cumlíkov a rebrovaná štruktúra bráni jeho vtiahovaniu do fľaše

Hlavné prvky

Menej koliky



Vďaka nášmu ventilu potláčajúcemu koliku sa vzduch nedostáva do bruška dieťaťa, čím sa zmiernuje kolika a nepohodlie.* Počas kŕmenia dieťaťa sa vetrací otvor v cumlíku ohýba a vpúšťa do fľaše vzduch. Vďaka tomu sa nevytvára podtlak a vzduch preniká do zadnej časti fľaše. Vzduch sa teda nedostáva do bruška dieťaťa, takže dochádza k zmierneniu koliky a nepohodlia.

Kŕmenie bez prerušenia



Tvar cumlíka umožňuje pevné prisatie a rebrovaná textúra bráni jeho vťahovaniu do fľaše, čím umožňuje pohodlné kŕmenie bez prerušenia.

Pevné prisatie



Cumlík je navrhnutý tak, aby sa zabránilo vťahovaniu cumlíka do fľaše, čo zaručuje bezpečné prisatie a neprerušované kŕmenie.

Rastie s vaším dieťaťom



Skombinujte našu odsávačku mlieka, fľašu a diely pohára a vytvorte si výrobok podľa svojich aktuálnych potrieb.

Vyberte si ten správny prietok



Cumlíky Philips Avent Anti-colic sú k dispozícii s rôznymi typmi prietokov, ktoré sa prispôbia rastu dieťaťa. Z hygienických dôvodov odporúčame cumlíky vymieňať každé 3 mesiace. Fľaše Philips Avent Anti-colic používajte len s cumlíkmi Philips Avent so systémom potláčajúcim koliku.

Bez BPA



Cumlík na fľašu Anti-colic Philips Avent je vyrobený z materiálu bez BPA (silikón).

Kompatibilný Anti-colic rad



Plná kompatibilita s antikolikovou fľašou Philips Avent s ventilačným otvorom AirFree alebo bez neho.

Technické údaje

Materiál

Cumlík: Silikónový, Bez BPA

Čo je súčasťou balenia

Cumlík: 2 ks

Funkcie

Ventil potláčajúci koliku: Navrhnuté na zmiernenie prehltania vzduchu

Cumlík: Jednoduché prisatie, rebrovaná textúra bráni vťahovaniu cumlíka, overený systém potláčajúci koliku

Kompatibilita: Philips Avent Fľaše Anti-colic



* U dvojtyždňových bábätkách kŕmených z fľaše Philips Avent bol zaznamenaný nižší výskyt koliky a významne nižší výskyt nespokojného kriku ako u bábätkách kŕmených z inej fľaše od konkurenčného výrobcu.

* Dizajn cumlíka na fľašu preukázateľne bráni vťahovaniu cumlíka do fľaše, prehltaniu vzduchu a prerušeniu kŕmenia.

* Čo je kolika a ako deti ovplyvňuje? Kolika je čiastočne spôsobená prehltaním vzduchu počas kŕmenia, ktoré spôsobuje nepríjemné pocity v tráviacom systéme bábätká. Medzi jej symptómy patrí plač, nespokojný krik, plynatosť a vracanie.