




Philips Sonicare Power  
Flosser 3000  
Oralni tuš

Tehnologija Quad Stream  
Dizajn tih poput šapata  
Impulsni valovi za navođenje



HX3711

## Do 180 % veća učinkovitost za zdravije desni\*

### Temeljito čišćenje bez napora

Uživajte u temeljitom čišćenju između zuba bez napora kako biste poboljšali zdravlje desni. Naša tehnologija Quad Stream pomoći će vam u pokrivanju veće površine uz manje napora, dok tehnologija Pulse Wave blago navodi četkicu od zuba do zuba. Jednostavno.

#### **An effortless clean with advanced technology**

- Spremnik od 550 ml jednostavan za punjenje
- Tehnologija Quad Stream za brže i učinkovitije čišćenje
- Standardna mlaznica za redovito čišćenje
- Tehnologija Pulse Wave navodi od zuba do zuba
- Tih poput šapata za izvrsne rezultate bez ometanja drugih
- Mlaznica Quad Stream za maksimalnu pokrivenost


#### **Jednostavna prilagodba vašim potrebama**

- 2 načina rada za čišćenje međuzubnih prostora, 10 intenziteta

**PHILIPS**  
**sonicare**


# Istaknute znač.

## Pokriva veće područje, bez napora



Mlazovi vode oblika X pokrivaju veću površinu za brže, dublje čišćenje u odnosu na zubni konac. Bez napora.

## Navođenje od zuba do zuba



Nježni mlazovi vode navode vas od zuba do zuba kako ne biste propustili nijednu točku.

## Dizajn tih poput šapata



Dizajniran je za diskretno čišćenje, tako da možete ostvariti odlične rezultate bez ometanja drugih.


## 2 načina rada za čišćenje međuzubnih prostora, 10 intenziteta



Uživajte u čišćenju prilagođenom vašim potrebama. Način rada Clean upotrebljava kontinuirani protok

vode za odlično svakodnevno čišćenje, dok Deep Clean upotrebljava specifične impulse za temeljitije čišćenje. Kad god vam to treba, prilagodite intenzitet prema svojoj idealnoj razini udobnosti.

## Standardna mlaznica F1




Upotrijebite standardnu mlaznicu za redovito čišćenje. Upotrebljava jedan mlaz vode za uklanjanje ostataka i temeljito čišćenje između zuba.

## Mlaznica F3 Quad Stream



Za maksimalnu pokrivenost i izuzetno temeljito čišćenje, upotrijebite mlaznicu Quad Stream kako biste koncentrirali vodu u četiri široka mlaza između zuba i uzduž linije desni. Meka gumena vodilica nježna je za desni, a svaka mlaznica jednostavno se postavlja i skida.

## Spremnik od 550 ml



U spremnik od 550 ml može stati dovoljno vode za jedno čišćenje. Kako biste ga napunili, samo ga podignite, napunite i vratite natrag.

# Specifikacije

## Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

## Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

## Jednostavnost uporabe

- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

## Rad

- Čišćenje: Čisti cijela usta u roku od 60 – 90 sekundi

## Predmeti u kompletu

- Standardna mlaznica F1: 1
- Mlaznica F3 Quad Stream: 1
- Power Flosser: 1

## Načini rada

- Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
- Deep Clean+: Za osvježavajuće dubinsko čišćenje
- Intenziteti: 10

## Prednosti za zdravlje

- Uklanjanje naslaga: Do 3 puta učinkovitije\*\*
- Zdravlje desni: Do 180 % veća učinkovitost\*

\* u odnosu na zubni konac. Kad se upotrebljava s mlaznicom Quad Stream pri postavci 8 u kombinaciji s običnom četkicom za zube kod pacijenata s umjerenom do jakim upalom desni u odnosu na uporabu obične četkice za zube sa zubnim koncem

\*\*kao i konac za zube po pitanju uklanjanja naslaga između zuba i uzduž linije desni kad se upotrebljava s mlaznicom Quad Stream pri postavci 8 u kombinaciji s običnom četkicom za zube kod osoba s umjerenom do jakim upalom desni u odnosu na uporabu obične četkice za zube sa zubnim koncem.



Datum izdavanja  
2024-04-20

Verzija: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)