

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents sonore électrique – Distribuer

DiamondClean

5 modes

4 têtes de brosse

Verre chargeur, étui de transport

avec mode de nettoyage en profondeur



HX9383/57



## Nettoyage performant pour des résultats supérieurs

Déloge la plaque de façon impeccable, en plus de blanchir efficacement

Seule la brosse Philips Sonicare DiamondClean procure les résultats et les fonctions dont vos patients ont besoin. La brosse DiamondClean enlève jusqu'à 10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle et élimine les tâches pour un sourire plus blanc en une seule semaine.

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Écran lumineux
- Trois semaines d'autonomie
- Double système de charge

### Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- 5 modes : Clean, White, Sensitive, Gum Care, Deep Clean

### Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles
- Tête de brosse AdaptiveClean
- Technologie de brosse à dents Philips Sonicare


# Caractéristiques

## Tête de brosse DiamondClean




La tête de brosse DiamondClean, la plus performante de la gamme Philips Sonicare, a des brins d'une dureté moyenne implantés en losange pour éliminer la plaque efficacement et en douceur. Elle offre des résultats bien supérieurs à ceux d'une brosse à dents manuelle en termes de nettoyage et de blancheur des dents.

## Tête de brosse AdaptiveClean



Grâce aux côtés doux et souples en caoutchouc, les brins épousent la forme particulière des dents et des gencives du patient, afin d'obtenir jusqu'à 4 fois plus de surface de contact.\* La tête de brosse souple permet aux brins de nettoyer en douceur le sillon gingival en absorbant toute pression excessive. Le mouvement de balayage amélioré apporte une sensation unique en bouche, tout en offrant un nettoyage exceptionnel le long des gencives ainsi que dans les zones difficiles d'accès.\* Élimination prouvée de 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.\*

## Cinq modes de brossage



Avec mode d'éclaircissement White, pour des dents plus blanches en une semaine seulement (cliniquement prouvé).

## Mode Deep Clean




Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.

## Système de charge



Verre et station de charge innovants pour la maison + coffret de voyage USB compatible avec les ordinateurs portables, et prise électrique pour les déplacements.

## Écran lumineux



Lorsque la brosse à dents est allumée, le mode sélectionné s'affiche par rétroéclairage. Lorsqu'elle est éteinte, l'afficheur est invisible, pour un style épuré.

## Batterie rechargeable



Une fois entièrement rechargée, la batterie de votre brosse DiamondClean permet trois semaines d'utilisation régulière.

## Technologie Sonique



Pousse les fluides entre les dents et le long des gencives, pour un nettoyage impeccable tout en douceur.

# Spécifications

## Alimentation

Tension: 110–220 V

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 3 semaines d'autonomie

Type de batterie: Lithium ION

## Design et finition

Couleur: Noire

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

**Système de tête de brosse:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Afficheur:** Écran lumineux

**Autonomie de brossage:** Jusqu'à 3 semaines\*\*

## Accessoires inclus

**Têtes de brosse:** 1 InterCare standard, 2 DiamondClean standard, 1 AdaptiveClean

**Manches:** 1 tête DiamondClean

**Housse de voyage:** Coffret de voyage USB

**Verre de charge:** 1

## Performances de brossage

**Performances:** Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire\*

**Vitesse:** Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

**Bénéfices santé:** Des gencives plus saines en seulement deux semaines

**Efficacité blancheur:** Éclaircit les dents jusqu'à 2 teintes

**Minuteur:** Quadpacer et SmartTimer

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Blanc:** Élimine les taches à la surface des dents

**Deep Clean:** Pour un nettoyage en profondeur

**Gum Care:** Masse les gencives en douceur

**Sensitive:** Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

