



Philips
Alat pijat lutut

Pengontrol yang dapat dilepas
3 tingkat getaran
5 tingkat kompres panas

PPM5301

Perawatan pijat dengan getaran dan pemanasan nirkabel

Inovatif dan serbaguna, Melemaskan dan memijat sendi

Dengan meniru gerakan menepuk menggunakan fungsi kompres panas, alat ini dapat meredakan nyeri otot dan sendi. Tersedia beberapa tingkat suhu dan intensitas. Alat ini juga dapat digunakan untuk memijat bagian tubuh lainnya dengan sabuk ekstensi.

Pijat kombinasi untuk meredakan rasa pegal

- Mode getar, pijat relaksasi profesional
- Kompres panas dengan suhu 40–60 °C, 5 tingkat yang dapat disesuaikan

Pengontrol ringan dan portabel lepas-pasang

- Pengontrol dapat dilepas-pasang, tak perlu repot dibawa-bawa

Desain ergonomis, pas dan nyaman

- Desain ergonomis menyeluruh 3D untuk melindungi lutut dengan lebih baik

PHILIPS

Alat pijat lutut
Pengontrol yang dapat dilepas 3 tingkat getaran, 5 tingkat kompres panas

Spesifikasi

Spesifikasi umum

- Berat bersih: Sekitar 310 g

Parameter utama

- Suhu pemanasan: 40-60 °C
- Baterai: 2.500 mAh
- Port pengisian daya: USB Tipe C

- Tegangan Pengisian Daya: 5 V
- Arus Pengisian Daya: 1 A

Negara asal

- Buatan: Cina

Layanan

- Periode garansi: 2 tahun

PPM5301DB/97

Kelebihan Utama

Mode getar

3 tingkat getaran yang dapat disesuaikan: tingkat 1 untuk mengaktifkan otot, tingkat 2 untuk melemaskan otot, dan tingkat 3 untuk pijatan intens. Anda dapat memilih tingkat yang sesuai untuk penggunaan yang aman dan menghilangkan kelelahan secara efektif.

Fungsi kompres panas

Suhu kompres panas 5 tingkat dapat disesuaikan untuk melebarkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah lokal, meredakan ketegangan otot secara efektif, dan mengurangi rasa nyeri lokal. Rasakan relaksasi penuh dan badan bebas pegal sepanjang hari.

Pengontrol yang dapat dilepas

Unit utama dapat dilepas-pasang sehingga lebih mudah dibawa dan dibersihkan. Host-nya memiliki baterai bawaan berkapasitas 1.800 mAh yang dapat digunakan selama 90 menit saat terisi penuh.

Desain 3D melilit

Pijat titik-titik akupunktur utama lutut dengan akurat, dan cakup area pijat yang lebih luas. Menggunakan kain yang ramah di kulit untuk meningkatkan pengalaman, melancarkan sirkulasi darah, dan menghilangkan rasa pegal.



Tanggal dikeluarkan
2024-04-22

Versi: 1.1.1

EAN: 48 97126 05098 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com