



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Oralni tuš

Tehnologija Quad Stream
Dizajn tih poput šapata
Impulsni valovi za navođenje



HX3911

Uklanja do 99,9% naslaga na područjima primjene*

Revolucionarno čišćenja između zubima za zdravije desni.

Uz vrhunske performanse osigurava novu razinu čistoće međuzubnih prostora radi poboljšanja zdravlja desni.

Nova razina čistoće

- 4 načina čišćenja prostora među zubima, 10 intenziteta
- Spremnik od 600 ml jednostavan za punjenje
- Kompaktna kutija za mlaznicu
- Jednostavno postolje s automatskim isključivanjem
- Standardna mlaznica F1 za redovito čišćenje
- Mlaznica F3 Quad Stream za maksimalnu pokrivenost
- Quad Stream za temeljito čišćenje
- Tehnologija Pulse Wave navodi od zuba do zuba
- Tih poput šapata za izvrsne rezultate bez ometanja drugih


PHILIPS
sonicare

Istaknute znač.

Za temeljito čišćenje

Jedinstvena mlaznica u obliku slova X stvara četiri široka mlaza za temeljito interproksimalno čišćenje i čišćenje duž ruba zubnog mesa.

Navođenje od zuba do zuba



Kratke pauze u impulsima čišćenja navode vas da mlaznicu pomaknete u sljedeći interproksimalni prostor kako bi cijela usta bila čista.

Dizajn tih poput šapata



Dizajniran za tiho i nježno čišćenje kako biste ostvarili izvrsne rezultate bez ometanja drugih.

4 načina, 10 intenziteta




Uživat ćete u čistoći koja je prilagođena vašim potrebama. Način rada Clean (čišćenje) upotrebljava kontinuirani mlaz vode za izvrsno svakodnevno čišćenje, način Deep Clean (dubinsko čišćenje) upotrebljava različite impulse za detaljnije čišćenje, način Sensitive (osjetljivo) iznimno je nježan prema osjetljivim desnim, a način Massage (masaža) umiruje i stimulira liniju desni. Vaši pacijenti mogu podesiti intenzitet s pomoću prikaza LED svjetla kao vodiča.

Mlaznica F3 Quad Stream



Za maksimalnu pokrivenost i izuzetno temeljito čišćenje, upotrijebite mlaznicu Quad Stream u obliku slova X koji razdvaja tok mlaza vode pokrivajući veće područje između zuba i uzduž linije desni. Meka gumena vodilica nježna je za desni, a svaka mlaznica jednostavno se postavlja i skida.

Standardna mlaznica F1



Standardna mlaznica za snažno čišćenje između zuba kako bi se uklonile naslage i ostaci hrane

Jednostavno postolje



Kad završite s upotrebom, dršku možete vratiti na jednostavno postolje. Drška se automatski prebacuje iz pauze u isključeno.

Spremnik od 600 ml



Spremnik od 600 ml s jednostavnim preklopnim poklopcem sadržava dovoljno vode za jedno čišćenje. Kako biste ga napunili, podignite ga, napunite i vratite natrag.

Kompaktna kutija za mlaznicu

Možete higijenski spremati dodatne mlaznice u kompaktnu i modernu kutiju za mlaznice.

Specifikacije

Snaga

- Napon: Višenaponski punjač

Servis

- Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

- Drška: Tanak ergonomski dizajn
- Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

Predmeti u kompletu

- Standardna mlaznica F1: 2

- Mlaznica F3 Quad Stream: 2
- Power Flosser: 1
- Kutija za pohranu mlaznice: 1

Radne značajke čišćenja

- Rad: Uklanja do 99,9 % naslaga*

Načini rada

- Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje
- Deep Clean+: Za osvježavajuće dubinsko čišćenje
- Masaža: Osvježavajuća masaža
- Intenziteti: 10
- Osjetljivo: Nježno čišćenje zuba i desni



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Uklanja do 99,9 % naslaga na područjima primjene prema laboratorijskom istraživanju. Stvarni rezultati u ustima mogu se razlikovati.