

PHILIPS

sonicare



Oralni tuš

Power Flosser 7000

Tehnologija Quad Stream

Dizajn tih poput šapata

Impulsni valovi za navodenje



HX3911

Uklanja do 99,9% naslaga na područjima primjene*

Revolucionarno čišćenja između zubima za zdravije desni.

Uz vrhunske performanse osigurava novu razinu čistoće međuzubnih prostora radi poboljšanja zdravlja desni.

An effortless clean with advanced technology

- Tehnologija Quadstream: uklanja naslage ispod linije desni

Nova razina čistoće

- 4 načina čišćenja prostora među zubima, 10 intenziteta
- Spremnik od 600 ml jednostavan za punjenje
- Kompaktna kutija za mlaznicu
- Jednostavno postolje s automatskim isključivanjem
- Standardna mlaznica F1 za redovito čišćenje
- Mlaznica F3 Quad Stream za maksimalnu pokrivenost
- Quad Stream za temeljito čišćenje
- Tehnologija Pulse Wave navodi od zuba do zuba
- Tih poput šapata za izvrsne rezultate bez ometanja drugih

Istaknute znač.

Za temeljito čišćenje

Jedinstvena mlaznica u obliku slova X stvara četiri široka mlaza za temeljito interproksimalno čišćenje i čišćenje duž ruba zubnog mesa.

Čisti područje ispod linije desni



Tehnologija Quadstream omogućuje uklanjanje do 99 % naslaga iz parodontnih džepova od 6 mm.

Navođenje od zuba do zuba



Kratke pauze u impulsima čišćenja navode vas da mlaznicu pomaknete u sljedeći interproksimalni prostor kako bi cijela usta bila čista.

Dizajn tih poput šapata



Dizajniran za tih i nježno čišćenje kako biste ostvarili izvrsne rezultate bez ometanja drugih.

4 načina, 10 intenziteta



Uživat ćete u čistoći koja je prilagodena vašim potrebama. Način rada Clean (čišćenje) upotrebljava kontinuirani mlaz vode za izvrsno svakodnevno čišćenje, način Deep Clean (dubinsko čišćenje) upotrebljava različite impulse za detaljnije čišćenje, način Sensitive (osjetljivo) iznimno je nježan prema osjetljivim desnima, a način Massage (masaža) umiruje i stimulira liniju desni. Vaši pacijenti mogu podešiti intenzitet s pomoću prikaza LED svjetla kao vodiča.

Mlaznica F3 Quad Stream



Za maksimalnu pokrivenost i izuzetno temeljito čišćenje, upotrijebite mlaznicu Quad Stream u obliku slova X koji razdvaja tok mlaza vode pokrivajući veće područje između zuba i uzduž linije desni. Meka gumeni vodilica nježna je za desni, a svaka mlaznica jednostavno se postavlja i skida.

Standardna mlaznica F1



Standardna mlaznica za snažno čišćenje između zuba kako bi se uklonile naslage i ostaci hrane

Jednostavno postolje



Kad završite s upotrebotom, dršku možete vratiti na jednostavno postolje. Drška se automatski prebacuje iz pauze u isključeno.

Spremnik od 600 ml



Spremnik od 600 ml s jednostavnim preklopnim poklopcom sadržava dovoljno vode za jedno čišćenje. Kako biste ga napunili, podignite ga, napunite i vratite natrag.

Kompaktna kutija za mlaznicu

Možete higijenski spremiti dodatne mlaznice u kompaktnu i modernu kutiju za mlaznice.

Specifikacije

Snaga

Napon: Višenaponski punjač

Tehničke specifikacije

Potrošnja energije: Isključeno <0,3 W, Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Nastavak s mlaznicom: Jednostavno se postavlja i odvaja

Predmeti u kompletu

Standardna mlaznica F1: 2

Mlaznica F3 Quad Stream: 2

Power Flosser: 1

Kutija za pohranu mlaznice: 1

Radne značajke čišćenja

Odlične radne značajke: Uklanja do 99,9 % naslaga*

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Deep Clean+: Za osvježavajuće dubinsko čišćenje

Masaža: Osvježavajuća masaža

Intenziteti: 10

Sensitive (nježno): Nježno čišćenje zuba i desni

Prednosti za zdravlje

Subgingivalno: Uklanja do 99 % naslaga ispod linije desni**

