



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
Zobna prha

Tehnologija Quad Stream
Zelo tiha zasnova
Sprotni vodnik pulznega doplerja



HX3911

Odstrani do 99,9 % zobnih oblog na mestih delovanja*

Inovativno čiščenje medzobnih prostorov za odlično zdravje dlesni

S posebnimi značilnostmi, ki pacientom zagotavljajo novo raven čistoče in spodbujajo trajno uporabo, novi Philips Sonicare Power Flosser predstavlja naslednjo generacijo čiščenja medzobnih prostorov.

Revolucionarna čistoča

- 4 načina nitkanja, 10 intenzivnosti
- 600 ml posoda za enostavno polnjenje
- Kompakten etui za nastavke
- Priročna magnetna priključna postaja s samodejnim izklopom
- Standardni nastavek F1 za redno čiščenje
- Nastavek F3 Quad Stream za največjo pokritost
- Nastavek Quad Stream za temeljito čiščenje
- Tehnologija pulznega doplerja vas vodi od zoba do zoba
- Zelo tih za odlične rezultate brez motenja drugih

PHILIPS


sonicare

Značilnosti

Za temeljito čiščenje

Nastavek križne oblike ustvarja štiri široke curke za temeljito čiščenje medzobnih prostorov in vzdolž roba dlesni.

Vodnik od zoba do zoba



Kratki premori med vibracijami pri čiščenju paciente pozivajo, na nastavek premaknejo na naslednji medzobni prostor, kar pomaga zagotoviti čistočo cele ustne votline.

Zelo tiha zasnova



Zasnovan za tiho čiščenje. Pacienti dosegajo odlične rezultate, ne da bi motili druge.

4 načini, 10 stopnje intenzivnosti



Pacienti lahko prilagodijo čiščenje svojim potrebam. Način za čiščenje Clean uporablja


neprekinjen curek vode, ki zagotavlja odlično vsakodnevno higieno, medtem ko način za globinsko čiščenje uporablja ločene pulze za temeljitejšo čiščenje. Način za občutljive dlesni Sensitive je posebej nežen do občutljivih dlesni, masažni način Massage pa pomirja in stimulira dlesni. Pacienti lahko z uporabo zaslona z LED-lučkami prilagodijo intenzivnost tako, da jim je udobno.

Nastavek F3 Quad Stream



Za največjo pokritost in še posebej temeljito čiščenje uporabite nastavek Quad Stream, ki vodo v štirih širokih curkih usmeri med zobmi in ob dlesnih. Mehka gumijasta opora je nežna za dlesni, medtem ko se vsak nastavek zlahka namesti in sname.

Standardni nastavek F1



Standardni nastavek za učinkovito čiščenje med zobmi ter odstranjevanje oblog in delcev

Priročna magnetna priključna postaja



Pacient lahko po končanem čiščenju ročaj enostavno vrne v priročno magnetno priključno postajo. Ročaj se iz začasne ustavitve nato samodejno izklopi.

600 ml posoda



600 ml posoda s priročnim preklopnim pokrovom sprejme dovolj vode za eno polnjenje. Ko jo želite napolniti, jo enostavno dvignite, napolnite in namestite nazaj tako, da zaslišite klik.

Kompakten etui za nastavke

Pacienti lahko dodatne nastavke higiensko shranijo v kompaktnem in elegantnem etuiju za nastavke.

Specifikacije

Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

- Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
- Nastavek: Enostavna namestitvev in odstranitev

Priloženi predmeti

- Standardni nastavek F1: 2
- Nastavek F3 Quad Stream: 2

- Power Flosser: 1
- Etui za shranjevanje nastavkov: 1

Učinkovitost čiščenja

- Zmogljivost: Odstrani do 99,9 % zobnih oblog*

Načini

- Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo
- Deep Clean+: Za poživljajoče globoko čiščenje
- Intenzivnosti: 10
- Massage: Poživljajoča masaža
- Sensitive: Nežno čiščenje zob in dlesni



Datum izdaje 2024-04-25

Različica: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Odstranitev do 99,9 % zobnih oblog na mestih delovanja v laboratorijski raziskavi. Dejanski rezultati v realnih okoliščinah se lahko razlikujejo.