

PHILIPS

AVENT



Gavesæt

Single Electric breast pump

Sæt til udmalkning, opbevaring og madning

Med genopladeligt batteri



SCD330/31

Inspireret af babyer, skabt til mødre

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigere til*

Træd ind i en ny æra af udtryk med Philips Avent elektrisk brystpumpe. Perfekt balance mellem suge- og brystvortestimulation, inspireret af babyens drikker rytme og med en blød pude, der nænsomt tilpasser sig din brystvortes størrelse og form. Se mere nedenfor.

Andre fordele

- Valg af den rigtige gennemstrømningshastighed til din baby

Giv din baby mad med Philips Avent-flasker

- For et naturligt greb

Effektivt og behageligt udtryk

- For en hurtigere mælkestrømning*
- Mere behagelig oplevelse
- Personligt tilpasset oplevelse, 8 + 16 indstillingsniveauer
- Med genopladeligt batteri

Gem modermælken sikkert


- Til sikker opbevaring og transport.
- Ultimativ beskyttelse af din modermælk

Det er vigtigt at finde den rigtige sut

- Det er vigtigt at finde den rigtige sut

Vigtigste nyheder

Natural Motion-teknologi



Udmalk mere mælk på kortere tid* med en pude, der stimulerer og udmalker mælk ligesom en baby. Den kan nemt justeres fra stimuleringsstilstand til udmalkningstilstand og anvender den helt rigtige mængde stimulering af brystvorten og sugning for at øge mælkestrømmen. Baseret på resultater fra tidspunkt for start af mælkestrømmen (tid til Milk Ejection Reflex – MER, også kaldet nedløbsrefleks).*

Adaptiv silikonepude



Silikonepuden bøjer og tilpasser sig blidt, så den passer til din unikke brystvortes størrelse og form. Passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser.

Det er vigtigt at finde den rigtige sut



Hvis dit nyfødte barn konsekvent ikke får nok mælk i forbindelse med madningen, eller hvis barnet har vanskeligt ved at få mælk, skal du skifte til en sut med en højere flowhastighed. Hvis der opstår vedvarende problemer med madningen, skal du kontakte en sundhedsfaglig.

Find den rigtige gennemstrømningshastighed



Alle babyer spiser forskelligt og udvikler sig i deres eget tempo. Vi har designet en række forskellige gennemstrømningshastigheder, så du kan finde den perfekte til din baby og tilpasse flasken præcis til jer. Alle Natural Response-sutter er lavet af blød silikone.

Tilpas til dine behov



Finjuster hver session efter dine behov med en lang række stimulerings- og udmalkningsindstillinger. Vores brystpumpe har 8 stimulerings- og 16 udmalkningsniveauer, der giver en personligt tilpasset oplevelse.

Bærbar pumpe



Tag den med dig uden at skulle bekymre dig om en strømforsyning. Vores genopladelige batteri leveres med en mikro-USB-adapter og holder op til 3 sessioner på en enkelt fuld opladning.

Lækagesikre, stabelbare kopper



Udmalk, opbevar og giv modernælden effektivt med vores nye opbevaringskop. Steriliser og genanvend opbevaringskoppen med Philips Avent-pumpen eller -sutterne – ét system, mange muligheder!

Med opbevaringsposer til modernælk



Philips Aventopbevaringsposer til modernælk giver sikker opbevaring af din dyrebare modernælk. De kan opbevares i køleskabet eller fryseren og er forhåndssteriliserede til øjeblikkelig brug.

Med vores Natural-flasker



Den brede brystformede sut fremmer et naturligt greb, der minder om grebet om et bryst, så det bliver nemt for dit barn både at blive ammet og få sutteflaske.

Single Electric breast pump

Gavesæt

SCD330/31

Specifikationer

Strøm

Netspænding: 100V - 240 V

Hvad følger med

Adapter: 1 stk.

Engangsammeindlæg: 24 stk.

Udmalkningssæt: 1 stk.

Forseglingsdisk: 1 stk.

125 ml flaske: 1 stk.

9 oz flasker: 1 stk.

Motorenhed (genopladelig): 1 stk.

Langsom sut: 1 stk.

Mikro-USB-adapter: 1 stk.

Engangsmælkeposer: 5 stk.

Via kopper med låg 180 ml: 5 stk.

Via kopper med låg 240 ml: 5 stk.

125 ml flaske: 1 stk.

Funktioner

Blød og fleksibel pude: Blid stimulering



* Baseret på resultater fra start af mælkestrømmen (time to Milk Ejection Reflex-MER, også kaldet nedløbsrefleks) fra et forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for andre Philips-forgængeres pumpeteknologi fra Feasibility-undersøgelse med 9 deltagere (Holland, 2018).

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltagere, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukasiske deltagere, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultra-sound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien)

* Baseret på spørgeskemaresultater for 1k pude fra klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019)

* BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011