

Philips Philips Avent
Válvula de extractor de
leche

Extractores de leche
Blanco

CP9287/01



Transfiere la leche materna desde la bomba al biberón

Compruebe la compatibilidad a continuación

Esta válvula mantiene el vacío que necesita el extractor de leche para que esta pase de la bomba al biberón. Para que la bomba funcione correctamente, asegúrese de que la válvula esté siempre funcional.

Facilidad de uso de piezas de repuesto de Philips

- Renueve fácilmente su producto con piezas originales de Philips.

PHILIPS

Especificaciones

Piezas reemplazables

- Adecuado para los tipos de producto: SCF393
SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430
SCF441

Piezas reemplazables

- Adecuado para los tipos de producto: SCD292
SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391
SCF392

Destacados

Fácil renovación de las piezas del producto

De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.



Fecha de publicación
2024-05-24

Versión: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com