

Philips Philips Avent
Cjevčica za dijafragmu

Bijela
Izdajalice

CP1680/01



Stvara vakuum potreban za izdajanje

Provjerite kompatibilnost u nastavku

Cjevčica povezuje dršku s izdajalicom, čime se omogućuje pomicanje dijafragme radi stvaranja vakuuma. To će potaknuti protok mlijeka.

PHILIPS

Specifikacije

Odgovara modelima proizvoda

- SCF330/11: SCF330



Datum izdavanja
2024-07-20

Verzija: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com