

Philips Philips Avent  
Dijafragma za električnu  
izdajalicu

Izdajalice

CP1223/01



## Stvara vakuum potreban za izdajanje

Provjerite kompatibilnost u nastavku

This silicone diaphragm creates the vacuum needed for expressing breast milk. For use with electric breast pumps.

### **Jednostavnost upotrebe zamjenskih dijelova tvrtke Philips**

- Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

**PHILIPS**

# Specifikacije

# Istaknute znač.

## Dijelovi koji se mogu zamijeniti

- Odgovara modelima proizvoda: SCF430 SCF441

## Jednostavno obnavljanje dijelova proizvoda

Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.



Datum izdavanja  
2024-05-28

Verzija: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)