

Philips Philips Avent
Silikonski poklopac

Izdajalice

CP2062/01



Povezuje dijelove električne izdajalice

Provjerite kompatibilnost u nastavku

Ovaj silikonski poklopac osigurava vezu između izdajalice i jedinice motora. U pakiranju je priložen jedan poklopac. Za uporabu s električnim izdajalicama.

PHILIPS

Specifikacije

Dijelovi koji se mogu zamijeniti

- Odgovara modelima proizvoda: SCD330/31

SCF332/62 SCF334/61 SCF338/52, SCF391
SCF393 SCF394 SCF395, SCF396 SCF397 SCF398



Datum izdavanja
2024-05-28

Verzija: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com