

Philips Philips Avent
Ventil za izdajalicu

Izdajalice
Bijela

CP9287/01



Prenosi izdojeno mlijeko od izdajalice do bočice

Provjerite kompatibilnost u nastavku

This valve maintains the vacuum that your breast pump needs for breastmilk to pass from pump to bottle. For a properly functioning pump, keep the valve in top condition.

Jednostavnost upotrebe zamjenskih dijelova tvrtke Philips

- Jednostavno obnovite proizvod originalnim dijelovima tvrtke Philips

PHILIPS

Specifikacije

Istaknute znač.

Dijelovi koji se mogu zamijeniti

- Odgovara modelima proizvoda: SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

Dijelovi koji se mogu zamijeniti

- Odgovara modelima proizvoda: SCD292 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392

Jednostavno obnavljanje dijelova proizvoda

Povremeno je potrebno osvježiti proizvod, a to nikada nije bilo jednostavnije nego pomoću zamjenskih dijelova tvrtke Philips. A sve to uz zajamčenu kvalitetu tvrtke Philips.



Datum izdavanja
2024-05-28

Verzija: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com