

Philips Philips Avent
Tube pour diaphragme

Blanc
Tire-laits

CP1680/01



Crée le vide nécessaire pour tirer du lait

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

La tige relie la poignée à la pompe, ce qui permet au mouvement de la membrane de créer un vide. Cela permet au lait de s'écouler.

PHILIPS

Caractéristiques

Adapté aux types de produits

- SCF330/11: SCF330



Date de publication
2024-09-17

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com