

Philips Philips Avent
Tube pour diaphragme

Blanc
Tire-lait

CP1970/01



Crée le vide nécessaire pour tirer du lait

Vérifiez la compatibilité ci-dessous

La tige relie la poignée à la pompe, ce qui permet au mouvement de la membrane de créer un vide. Cela permet au lait de s'écouler.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièces de rechange

- Adapté aux types de produits: SCF430/01 SCF430/

03 SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Date de publication
2024-09-17

Version: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.

www.philips.com