

Philips Philips Avent
Membran für elektrische
Milchpumpe

Milchpumpen

CP1223/01



Erzeugt das zum Abpumpen erforderliche Vakuum

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Diese Silikonmembran erzeugt das zum Abpumpen von Muttermilch erforderliche Vakuum. Zur Verwendung mit elektrischen Milchpumpen.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Membran für elektrische Milchpumpe
Milchpumpen

Daten

Austauschbare Teile

- Eignet sich für die Produkttypen: SCF430 SCF441

CP1223/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2024-06-03

Version: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com