

Philips Avent
Connecteur rigide

CP2080/01



Peut être facilement fixé et retiré manuellement

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Ce connecteur rigide (capuchon) peut être facilement fixé au moteur de la pompe et au tube en silicone, sans tourner ce dernier. Ce connecteur peut être facilement fixé et retiré manuellement

PHILIPS

Caractéristiques

Pièces de rechange

- Adapté aux types de produits: SCF301/01 SCF301/

02 SCF301/03 SCF301/04 SCF301/05 SCF303/01
SCF303/02



Date de publication
2024-06-06

Version: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs
respectifs.

www.philips.com