

PHILIPS

AVENT



Gavesett

Single Electric breast pump

Sett for pumping, oppbevaring og mating

Med oppladbart batteri



SCD330/31

Inspirert av babyer, laget for mødre

Naturlig bevegelsesteknologi for raskere melkeflyt*

Her er en ny æra innen uttrykk, med elektrisk Philips Avent-brystpumpe. Perfekt balanse mellom sugeevne og brystvortestimulering, inspirert av babyens drikkerhythme, og den myke puten tilpasser seg forsiktig etter størrelsen og formen til brystvorten. Se mer nedenfor.

Andre fordeler

- Velge den riktige strømmen fra flaskesmokken for babyen din

Mating med Philips Avent-flasker

- For et naturlig tak

Effektivt og komfortabelt uttrykk

- For en raskere melkestrøm*
- Mer komfortabel opplevelse
- Tilpasset opplevelse, 8 + 16 innstillingsnivåer
- Med oppladbart batteri

Oppbevar brystmelk på en trygg måte


- For sikker oppbevaring og transport
- Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din

Å finne riktig smokk er viktig

- Å finne riktig smokk er viktig


Høydepunkter

Natural Motion-teknologi



Pump mer melk på kortere tid* med en pute som stimulerer og suger melk som en baby. Den justerer seg sømløst fra stimuleringsmodus til pumpemodus, og bruker den riktige mengden brystvortestimulering og suging for maksimal melkeflyt. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (tid til melkeutskillelsesrefleks – MER (Milk Ejection Reflex)).*

Adaptiv silikonpute



Silikonputen bøyes forsiktig og tilpasser seg brystvortens unike størrelse og form. Den passer til 99,98 % av alle brystvortestørrelser.

Å finne riktig smokk er viktig



Hvis det nyfødte barnet ditt ofte ikke får i seg nok melk ved mating eller sliter med å få i seg melk, kan du bytte til en smokk med høyere gjennomstrømningshastighet. Hvis problemene vedvarer, bør du kontakte lege.

Finn den riktige strømmen fra flaskesmokken



Hver baby spiser på sin måte og utvikler seg i sitt eget tempo. Vi har utformet en rekke strømningshastigheter, slik at du kan finne den som er perfekt for babyen din og tilpasse flasken deretter. Hver Natural Response Nipple er laget av myk silikon.

Tilpass den etter dine behov



Finjuster hver økt til dine behov med et bredt utvalg av innstillinger for stimulering og pumping. Brystpumpen vår har 8 stimuleringsnivåer og 16 pumpenivåer for en tilpasset opplevelse.

Bærbar pumpe



Pump når du er på farten uten å måtte bekymre deg om strømforsyningen. Det oppladbare batteriet leveres med en mikro-USB-adapter og varer i opptil tre økter på én enkelt lading.

Lekkasjesikre kopper som kan stables



Med vår nye oppbevaringskopp kan du pumpe og oppbevare brystmelken din, og mate babyen på en enkel måte. Steriliser og bruk oppbevaringskoppen på nytt med Philips Avent-brystpumpe eller -smokker – ett system, mange muligheter.

Med oppbevaringsposer for brystmelk



Philips Avent oppbevaringsposer for morsmelk gir trygg og sikker oppbevaring av den dyrebare morsmelken din. Posene kan oppbevares i kjøleskap eller fryser, og de er også forhåndssteriliserte, slik at du kan ta dem i bruk umiddelbart.

Inkluderer Natural-flaskene våre



Den brede, brystformede smokken gir naturlig tak på samme måte som et bryst, og gjør det dermed enkelt for babyen å få mat fra både bryst og flaske.

Single Electric breast pump

Gavesett

SCD330/31

Spesifikasjoner

Drift

Nettspenning: 100V - 240 V

Følgende er inkludert:

Adapter: 1 stk.

Engangs ammeinnlegg: 24 deler

Pumpesett: 1 deler

Forseglingsplate: 1 deler

Flaske på 4 oz: 1 stk.

Flasker, 9 oz: 1 stk.

Motorenhet (oppladbar): 1 stk.

Mikro-USB-adapter: 1 stk.

Treg smokk: 1 del

Engangsposer for melk: 5 stk.

Via-kopper med lokk 180 ml: 5 stk.

VIA-kopper med lokk 240 ml.: 5 stk.

125 ml / 4 oz flaske: 1 del

Funksjoner

Myk og tilpasningsdyktig pute: Skånsom stimulering



* Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (MER) fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltakere, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 hvite deltakere, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltakere, Australia).

* Basert på spørreskjemaresultater for 1k-pute fra klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019)

* Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011