

PHILIPS

sonicare



Elektriline Sonicare
hambahari

6500

Kuni 10x vähem hambakattu
Kolm režiimi, kolm intensiivsust
Surveandur
Philips Sonicare rakendus



HX7410/02

Õrn hambapesu isegi tundlike hammaste ja igemete jaoks

Kuni 10x vähem hambakattu*

Philips Sonicare 6500 tutvustab järgmise põlvkonna Sonicare tehnoloogiat, Sensitive ja W2 Whitening režiimi, 3 intensiivsuse taset, surveandurit ja S2 Sensitive harjapead. Kuni 10x vähem hambakattu tänu Sonicare tehnoloogiale, mis eemaldab hambakattu tõhusalt.

Õrn ja esmaklassiline puhastamine

- Õrn puhastamine tundlikele hammastele ja igemetele

Lihtne ja tõhus hambapesu

- Surveandur
- Teadke alati, millal on vaja harjapead vahetada
- Üheksa harjamisseadistust
- Philips Sonicare rakendus

Ülim puhtus

- Järgmise põlvkonna Sonicare tehnoloogia

Sobib täiuslikult teie eluviisiga

- Kuni kolm nädalat kestev aku
- Kompaktne ja vastupidav reisivutlar
- Vastupidav
- SmarTimer ja BrushPacer


Esiletõstetud tooted

S2 Sensitive ja W2 Whitening



Philips Sonicare 6500 tagab õrna harjamiskogemuse, mis sobib ka tundlikele hammastele ja igemetele. Tänu uuele S2 Sensitive harjapeale, mis on valmistatud Sonicare'i kõige pehmematest harjastest, saate nautida õrna hambapesu, mis eemaldab raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem hambakattu.* W2 Optimal White harjapea tagab säravama naeratuse ning võrreldes käsihambaharjaga kuni 7 korda tõhusam hambakatu eemaldamise.

Järgmise põlvkonna Sonicare'i tehnoloogia




Järgmise põlvkonna Sonicare tehnoloogia tagab tõhusa ja meeldiva hambapesu kogemuse. Uuenduslik magneetiline süsteem kohandab hambaharja harjamisvõimsust iga hambapesu ajal, tagades optimaalse jõudluse tehes 62 000 liigutust minutis. Philips Sonicare hambahari puhastab õrnalt ja tõhusalt teie hambad, isegi raskesti ligipääsetavates piirkondades.

9 harjamisseadistust




Tundlike hammaste ja igemete jaoks loodud Philips Sonicare hambahari võimaldab valida kolme harjamisrežiimi vahel. Sensitive režiim tagab õrna ja põhjaliku puhastamise ning Clean režiim keskendub hambakatu eemaldamisele. White režiim on veidi tugevam ning eemaldab pindmised plekid ja poleerib hambaid valgema naeratuse jaoks. Kohandage hambapesu vastavalt oma soovile kombineerides ükskõik millise režiimi ühega kolmest intensiivsustasemest alates valikust High (kõrge) kuni valikuni Low (madal).

Valgusrõngaga surveandur



Philips Sonicare hambahari annab märku, kui harjate oma hambaid liiga tugevalt. Nutikas surveandur tuvastab hammaste tugeva harjamise, andes sellest märku lillalt vilkuva tulega. Reguleerige hambapesu ajal avaldatavat survet, kaitstes seeläbi oma igemeid.

Philips Sonicare'i rakendus



Ühendage oma hambahari Philips Sonicare rakendusega. Meie rakendus jälgib teie hambapesu ning annab isikupärastatud näpunäiteid, et tagada tõhusam ja parem harjamiskogemus.

Kaheminutiline taimer ja harjamistsüklid



Põhjalikuks hambapesuks kulub vaid kaks minutit. Meie BrushPacer funktsiooniga on võimalik hambapesu jagada osadeks, tagades veelgi tõhusama puhastamise. BrushPaceri lühike vibreerimise paus annab märku, et aeg on edasi liikuda järgmise osa juurde ning SmarTimer annab teile teada, kui kaks minutit on täis. Nautige säravamat naeratust!

BrushSynci vahetamise meeldetuletus



Harjapea korrapärane vahetamine on hea suutervise oluline osa. Tänu BrushSync tehnoloogiale on lihtne harjapea tõhusust säilitada. Uuenduslik tehnoloogia tuletab kasutussageduse ja harjamise intensiivsuse jälgimise abil meelde, millal on aeg uus harjapea kasutusele võtta.


6500

Elektriline Sonicare hambahari

HX7410/02

Esiletõstetud tooted

Loodud kestma



Meie uuenduslikud Philips Sonicare hambaharjad on vastupidavad, tagades nende pika kasutusaja.

Kasutusaeg laadimiste vahepeal on kuni kolm nädalat



Hambaharjal on suure jõudlusega aku, mis on loodud kestma. Laadige hambahari täis ja nautige igapäevast hambapesu kuni kolm nädalat.

Kompaktne reisivutlar



Meie uue kujundusega reisivutlar on kompaktne ja vastupidav Philips Sonicare hambaharja hoiustamiseks. Reisivutlarisse mahub ka kaks harjapead.

Spetsifikatsioon

Intensiivsus

Kõrge: Tõhusama puhastamise jaoks

Keskmine: Igapäevaseks puhastamiseks

Madal: Tundlikele hammastele ja igemetele

Toote värskendus

Toe periood: Philips pakub vajalikke

turvavärskendusi kuni 31. detsembrini 2026.

Võimsus

Pinge: 100–240 V

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 21 päeva

Aku: Laetav

Aku tüüp: Liitiumioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Android-telefonid, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

Bluetoothi traadita tehnoloogia: Ühendatud harjamisrakendus

Ühilduvus iOS-iga: iPhone, millel on Bluetooth 4.0 või uuem versioon

Kergesti kasutatav

Akunäidik: Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Käepideme ühilduvus: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Taimer: SmarTimer ja BrushPacer täieliku ning põhjaliku hambapesu jaoks

USB-A laadimine: Vooluadapter ei kuulu komplekti

Kaasasolevad tarvikud

Käepide: 1 6500 laetav hambahari

Harjapea: 1 S2 Sensitive, 1 W2 Optimal White

Reisivutlar: 1 õhuke reisivutlar

Laadija: 1

Puhastusjõudlus

Katu eemaldamine: Kuni kümme korda tõhusam*

Kiirus: 62 000 harjaliigutust minutis

Igemete tervis: Kuni viis korda tervemad igemed**

Muudab hambad valgemaks: Kuni kaks korda valgemad hambad***

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Valge: Pinnalt plekkide eemaldamine

Tundlik: Tundlikele hammastele ja igemetele

Nutikate anduritega tehnoloogia

Tagasiside jõulise harjamise kohta: Süttib lilla valgusrõngas, Vahendatud vibreerimine ja pulseeriv heli

Asendamise meeldetuletus: BrushSync teavitab, kui peate hambaharjapead vahetama

