

PHILIPS

sonicare



Series 7100

Mitarbeiterertestmodell

Bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung

4 Modi, 3 Intensitätsstufen

Visuelle Andruckkontrolle

Philips Sonicare App



HX7428/02

Perfekte Reinigung für bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch**

Bis zu 20 x mehr Plaque-Entfernung*

Die Philips Sonicare 7100 verfügt über Sonicare Technologie der nächsten Generation, 4 Putzmodi, 3 Intensitätsstufen, eine visuelle Andruckkontrolle und unseren G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf.

Bequeme, sanfte Reinigung

- One Bürstenkopf für umfassende Pflege

Zähneputzen leicht gemacht

- Verbesserung der Zahnputzroutine mithilfe der Philips Sonicare App
- Schützt das Zahnfleisch mit der visuellen Andruckkontrolle
- Sie wissen immer, wann es Zeit für einen neuen Bürstenkopf ist
- Personalisierte Reinigung mit 12 Putzeinstellungen

Außergewöhnliche Reinigung

- Sonicare Technologie der nächsten Generation

Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Lasergeschweißte Spitze für eine längere Haltbarkeit
- Optimierung des Putzvorgangs mit SmarTimer und BrushPacer
- Bis zu 3 Wochen Zähneputzen mit einer vollständigen Ladung
- Reisen einfach gemacht mit unserem kompakten, extrem robusten Reiseetui

Besonderheiten

A3 All-in-One-Bürstenkopf +mehr



Der A3 Premium All-in-One-Bürstenkopf wurde speziell für Patienten entwickelt. Mit dem A3 Bürstenkopf können Patienten bis zu 20 x mehr Plaque entfernen*, bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch** erzielen und bis zu 100 % mehr Verfärbungen*** entfernen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten: Der S2 Sensitive ist unser sanfterster und weichster Bürstenkopf und bietet klinisch erwiesene sanfte Reinigung, die 10 x mehr Plaque in schwer zugänglichen Bereichen entfernt*. Der G3 Premium Gum Care Bürstenkopf erzielt bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur 2 Wochen****.

Sonicare Technologie der nächsten Generation



Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Sonicare Technologie der nächsten Generation. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute – selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die

Borsten, um Plaque zu entfernen, sodass Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung erhalten.

12 Putzeinstellungen



Reinigung auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten mit der Philips Sonicare 7100. 4 verschiedene Putzmodi unterstützen Sie bei gesundem Zahnfleisch, Zahnaufhellung, Empfindlichkeit und täglicher Reinigung. Der Modus "Gum Health" unterstützt gesundes Zahnfleisch, indem der Zahnfleischrand sanft massiert wird. Im Modus "White" werden oberflächliche Verfärbungen entfernt und die Zähne für ein strahlendes Lächeln poliert. Der Modus "Sensitive" bietet eine sanfte, gründliche Reinigung, während der Modus "Clean" den Fokus auf die Plaque-Entfernung und eine hervorragende Reinigung legt. Für eine personalisierte Reinigung kann jeder Modus mit einer von 3 Intensitätsstufen von hoch bis niedrig kombiniert werden, um das Zähneputzen individuell anzupassen.

Andruckkontrolle mit Leuchtring



Vielleicht merken Sie es selbst nicht, wenn sie beim Zähneputzen zu fest drücken, aber dieser Zahnbürste entgeht es nicht. Der intelligente

Sensor erkennt übermäßigen Druck präzise. Er blinkt dann violett und gleichzeitig wird die Vibration reduziert, um das Zahnfleisch zu schützen. So wissen Sie immer, mit wie viel Druck sie putzen müssen.

Philips Sonicare App



Die Philips Sonicare App ist der ideale Begleiter für die Zahnbürste. Die App hilft dabei, die Mundhygiene zu verbessern und aufrechtzuerhalten. Unsere App verfolgt, wie die Zähne geputzt werden, und liefert personalisierte Anleitungen und Fortschrittsberichte mit wertvollen Erkenntnissen über die eigene Putztechnik.

2-Minuten-Timer und BrushPacer



Für eine umfassende Reinigung der Zähne benötigen Sie nur zwei Minuten. Unser SmarTimer informiert Sie, wenn die Zeit abgelaufen ist. Für eine gleichmäßige Reinigung teilt der BrushPacer den Mund in Segmente auf. Eine kurze Pause bei der Vibration signalisiert, dass es Zeit für das nächste Segment ist. Das hilft dabei, bei jedem Zähneputzen eine gleichmäßige Reinigung zu erzielen.


Besonderheiten

BrushSync Erinnerungsfunktion



Für eine gute Mundgesundheit ist es wichtig, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Mit der BrushSync Technologie können Sie ganz einfach für eine optimale Leistung ihres Bürstenkopfes sorgen. Die innovative Technologie zeichnet auf, wie häufig und wie intensiv Sie putzen, und informiert Sie, wenn ein neuer Bürstenkopf benötigt wird.

Langlebiges Design



Wir haben das Design unserer Philips Sonicare Zahnbürsten grundlegend überarbeitet, damit sie robust, leicht und langlebig sind. Dank unseres fortschrittlichen Laserschweißprozesses ermöglichen Sie problemloses Zähneputzen über Jahre hinweg.

Bis zu 3 Wochen sorglos Zähneputzen zwischen den Ladevorgängen



Diese Zahnbürste verwendet einen leistungsstarken Akku für bequemes Zähneputzen. Mit nur einer Akkuladung können

Benutzer die Zähne bis zu drei Wochen lang regelmäßig putzen, bevor sie die Zahnbürste wieder aufladen müssen.

Kompaktes Reiseetui



Unser überarbeitetes Reiseetui ist kompakt genug, um in eine Tasche zu passen, und robust genug, um Ihre Philips Sonicare Zahnbürste unterwegs zu schützen. Das Reiseetui bietet sogar Platz für zwei Bürstenköpfe. So steht längeren Reisen nichts im Wege.

Daten

Artikel enthalten

USB-C-Kabel: 1

Intensitätsstufen

Hoch: Für eine noch bessere Reinigung

Mittel: Für die tägliche Reinigung

Niedrig: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

Erinnerungsfunktion: BrushSync informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

Intelligente Sensor-Technologie

Druck-Feedback: Leuchtring leuchtet violett, Abgeschwächte Vibration und pulsierendes Geräusch

Kompatibilität

Kabellose Bluetooth-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Produktaktualisierung

Supportzeitraum: Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit.

Leistung

Stromspannung: 100–240 V

Technische Daten

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 21 Tage

Batterie: Wiederaufladbar

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte

Gewährleistung

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android-Telefone mit Bluetooth 4.0 oder höher

iOS-Kompatibilität: iPhone mit Bluetooth 4.0 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Timer: SmarTimer und BrushPacer für eine umfassende und gründliche Reinigung
Laden über USB-A: Netzadapter nicht enthalten

Artikel enthalten

Handstück: 1 7100 wiederaufladbare Zahnbürste

Ladegerät: 1

Reiseetui: 1 schlankes Reiseetui

Bürstenkopf: 1 x A3 Premium All-in-One, 1 S2 Sensitive, 1 G3 Premium Gum Care

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit:

62.000 Bürstenkopfbewegungen/min

Plaque-Entfernung: Bis zu 20 x effektiver*

Gesundes Zahnfleisch: Bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch***

Weißer Zähne: Bis zu 100 % weniger Verfärbungen**

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Sensitive: Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Gesundes Zahnfleisch: Massiert sanft das Zahnfleisch

