

PHILIPS

sonicare



Επαναφορτιζόμενη
οδοντόβουρτσα Sonic

Series 6100

Αφαιρεί έως και 20 φορές
περισσότερη οδοντική πλάκα

2 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης

Οπτική ειδοποίηση πίεσης

21 ώρες διάρκεια μπαταρίας



HX7408/01

Απαλός καθαρισμός, ακόμη και για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα

Αφαιρεί έως και 20 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα*

Η Philips Sonicare 6100 διαθέτει τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, μια αποκλειστική λειτουργία Sensitive, 3 κεφαλές βουρτσίσματος για οδοντική πλάκα, για ευαίσθητα δόντια, λεύκανση και χαμηλή ένταση. Επίσης, έχει αισθητήρα πίεσης, όταν το βούρτσισμα είναι πολύ δυνατό.

Απαλός, κορυφαίος καθαρισμός

- Ολοκληρωμένη φροντίδα για πιο υγιές στόμα

Το βούρτσισμα έγινε παιχνιδάκι

- Εξατομικεύστε τον καθαρισμό σας με 6 ρυθμίσεις βουρτσίσματος
- Θα ξέρετε πάντα πότε είναι ώρα να αλλάξετε την κεφαλή βουρτσίσματος
- Προστατέψτε τα ούλα με τον οπτικό αισθητήρα πίεσης

Τέλειο καθαρίσμα

- Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς

Σχεδιασμένη για τον τρόπο ζωής σας

- Συγκολλημένη με λείζερ για αντοχή και ανθεκτικότητα
- Έως και 3 εβδομάδες βουρτσίσματος με μία πλήρη φόρτιση
- Βελτιστοποιήστε το βούρτσισμα με τα SmarTimer και BrushPacer

Χαρακτηριστικά

A3 All-in-One και S2 Sensitive



Η κεφαλή βουρτσίσματος A3 Premium All-in-One σχεδιάστηκε με γνώμονα τους ασθενείς. Με την κεφαλή βουρτσίσματος A3, οι ασθενείς μπορούν να επιτύχουν έως και 20 φορές περισσότερη αφαίρεση οδοντικής πλάκας*, έως και 15 φορές πιο υγιή ούλα** και να αφαιρέσουν έως και 100% περισσότερους λεκέδες***. Περιλαμβάνεται επίσης: Χάρη στη νέα κεφαλή βουρτσίσματος S2 Sensitive που κατασκευάζεται με τις πιο μαλακές τρίχες της Sonicare, οι ασθενείς μπορούν να επιτύχουν απαλό καθαρισμό που αφαιρεί έως και 10 φορές περισσότερη οδοντική πλάκα σε δυσπρόσιτα σημεία*.

Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς



Ζήστε μια απολαυστική εμπειρία βουρτσίσματος και ένα νέο επίπεδο στοματικής φροντίδας με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς. Κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος, το πρωτοποριακό μαγνητικό σύστημα της οδοντόβουρτσας προσαρμόζει την ισχύ βουρτσίσματος σε κάθε καθαρισμό,


εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση με 62.000 κινήσεις των τριχών το λεπτό, ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Επίσης, η δυναμική κίνηση των υγρών υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό της πλάκας, βοηθώντας σας να επιτυγχάνετε πλήρη καθαρισμό κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας.

6 ρυθμίσεις βουρτσίσματος



Σχεδιασμένη για ευαίσθητα δόντια και ούλα, η Philips Sonicare 6100 επιτρέπει στους ασθενείς να επιλέγουν μεταξύ δύο λειτουργιών βουρτσίσματος. Η λειτουργία Sensitive παρέχει απαλό, σχολαστικό καθαρισμό, ενώ η λειτουργία Clean εστιάζει στην αφαίρεση της πλάκας για τέλειο καθαρισμό. Για εξατομικευμένο καθαρισμό, οι ασθενείς μπορούν να συνδυάσουν οποιαδήποτε λειτουργία με ένα από τα τρία επίπεδα έντασης, από υψηλή έως χαμηλή, για απόλυτα ιδανικό βούρτσισμα.

Αισθητήρας πίεσης με φωτεινό δακτύλιο



Οι ασθενείς μπορεί να μην παρατηρήσουν ότι βουρτσίζουν τα δόντια τους πολύ δυνατά, αλλά αυτή η οδοντόβουρτσα θα το καταλάβει. Ο έξυπνος οπτικός αισθητήρας ανιχνεύει με ακρίβεια την υπερβολική πίεση βουρτσίσματος και αναβοσβήνει με μοβ χρώμα, μειώνοντας παράλληλα τη δόνηση. Οι ασθενείς θα ξέρουν πάντα πότε να προσαρμόσουν το βούρτσισμα, ενώ τα ούλα τους θα παραμείνουν προστατευμένα.


Υπενθύμιση αντικατάστασης BrushSync



Η τακτική αντικατάσταση της κεφαλής βουρτσίσματος αποτελεί σημαντικό μέρος της καλής στοματικής υγιεινής. Με την τεχνολογία BrushSync, οι ασθενείς μπορούν εύκολα να διατηρούν την κεφαλή βουρτσίσματος σε άριστη κατάσταση. Παρακολουθώντας τη συχνότητα χρήσης και την ένταση του βουρτσίσματος, η πρωτοποριακή τεχνολογία υπενθυμίζει στους ασθενείς πότε είναι ώρα να αλλάξουν την κεφαλή βουρτσίσματος.


Χαρακτηριστικά

Χρονόμετρο 2 λεπτών και αισθητήρας ρυθμού βουρτσίσματος



Το μόνο που χρειάζονται όλοι οι ασθενείς για έναν πλήρη καθαρισμό είναι δύο λεπτά. Το SmartTimer ενημερώνει τους ασθενείς πότε ολοκληρώνεται αυτό το χρονικό διάστημα. Για ομοιόμορφο καθαρισμό σε όλο το στόμα, το BrushPacer χωρίζει τη διαδικασία καθαρισμού σε τμήματα, με μια ελαφριά παύση της δόνησης ως ένδειξη ότι πρέπει να συνεχίσουν. Έτσι, οι ασθενείς πετυχαίνουν ομοιόμορφο καθαρισμό κάθε φορά που βουρτσίζουν τα δόντια τους.

Ανθεκτική σχεδίαση



Σχεδιάσαμε ξανά τις οδοντόβουρτσες Philips Sonicare από μέσα προς τα έξω, ώστε να είναι ανθεκτικές, ελαφριές και μεγάλης διάρκειας. Χάρη στην προηγμένη διαδικασία συγκόλλησης με λέιζερ, οι οδοντόβουρτσές μας έχουν σχεδιαστεί για να βουρτσίζουν τα δόντια των ασθενών για πολλά χρόνια.

Έως και 3 εβδομάδες μεταξύ των φορτίσεων



Αυτή η οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί μια μπαταρία υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει το βούρτσισμα. Με μία μόνο φόρτιση, οι ασθενείς μπορούν να απολαύσουν έως και τρεις εβδομάδες τακτικού βουρτσίσματος πριν χρειαστεί να την επαναφορτίσουν.

Προδιαγραφές

Εντάσεις

Δυνατά: Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό

Μέτρια: Για καθαρισμό κάθε μέρα

Χαμηλά: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 21

ημέρες

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Κατανάλωση ενέργειας: Αναμονή χωρίς οθόνη

<0.5 W

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώματα: Λευκό

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας

Χρονομετρητής: SmartTimer και BrushPacer για

ολοκληρωμένο και σχολαστικό βούρτσισμα

Φόρτιση USB-A: Δεν περιλαμβάνεται το

τροφοδοτικό

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 6100

Κεφαλή βουρτσίσματος: 30 S2 Sensitive, 30 A3

All-in-One Premium

Βάση σύνδεσης: 1

Καθαριστική απόδοση

Αφαίρεση της πλάκας: Έως 20 φορές πιο αποτελεσματική*

Υγεία των ούλων: Έως 15 φορές πιο υγιή ούλα***

Λεύκανση: Έως 100% λιγότερες κηλίδες**

Ταχύτητα: 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Sensitive: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

Πληροφορίες για την πίεση: Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μοβ χρώμα, Μειωμένη δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος

Υπενθύμιση αντικατάστασης: Με την τεχνολογία BrushSync θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος



* σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

** *στη λειτουργία Clean σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

*** σε σύγκριση με μια συμβατική οδοντόβουρτσα. In-vitro μελέτη. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν.