



Philips
เครื่องนวดเข้า

ตัวควบคุมแบบถอดออกได้
การสั่น 3 ระดับ
ระดับการประคบร้อน 5 ระดับ

PPM5301

ดูแลด้วยการนวดจากการสั่นสะเทือนและทำความร้อนแบบไร้สาย

นวัตกรรมสารพัดประโยชน์ สวมและนวดข้อต่อ

ด้วยการเลียนแบบการนวดตบของมือพร้อมฟังก์ชันประคบร้อน
จึงสามารถบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ อีกทั้งยังเลือกอุณหภูมิและความแรงได้หลายระดับ
พร้อมทั้งสามารถใช้เข็มขัดต่อขยายเพื่อขยับไปนวดส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ด้วย

การนวดผสมผสานเพื่อบรรเทาความรู้สึกไม่สบาย

- โหมดสั่น นวดผ่อนคลายอย่างมืออาชีพ
- ลูกประคบร้อน 40-60°C ปรับได้ 5 ระดับ

ตัวควบคุมแบบถอดออกได้ น้ำหนักเบาและพกพาได้

- ตัวควบคุมสามารถถอดออกได้ ไม่ต้องถือไปมาให้ยุ่งยาก

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ใส่ได้พอดีและให้สัมผัสสบาย

- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รอบด้านแบบ 3D เพื่อปกป้องเข้าได้ดีขึ้น

PHILIPS

เครื่องนวดเข่า

ตัวควบคุมแบบถอดออกได้ การสั่น 3 ระดับ, ระดับการประคบร้อน 5 ระดับ

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อกำหนดทั่วไป

- น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 310 ก.

พารามิเตอร์หลัก

- อุณหภูมิการให้ความร้อน: 40-60 °C
- แบตเตอรี่: 2500mAh
- พอร์ตชาร์จ: USB Type-C

- แรงดันไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 5V
- กระแสไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 1A

ประเทศผู้ผลิต

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปี

PPM5301DB/97

ไฮไลต์

โหมดสั่น

ปรับการสั่นได้ 3 ระดับ: ระดับ 1 เพื่อปลุกกล้ามเนื้อ ระดับ 2 เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และระดับ 3 เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

คุณสามารถเลือกระดับได้เองตามที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงกล้ามเนื้อเสียหาย และบรรเทาความเมื่อยล้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟังก์ชันประคบร้อน

ลูกประคบร้อนปรับอุณหภูมิได้ 5 ระดับเพื่อช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือด การไหลเวียนเลือดเฉพาะบริเวณ บรรเทาอาการตึงกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ และลดอาการปวดเฉพาะบริเวณ

คุณจึงสามารถผ่อนคลายและบรรเทาความเมื่อยล้าของวันได้อย่างเต็มที่

ตัวควบคุมแบบถอดออกได้

หน่วยหลักสามารถถอดออกได้ ทำให้สามารถพกพาและทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

อีกทั้งตัวเครื่องยังมีแบตเตอรี่ในตัวที่มีความจุ 1800mAh ซึ่งสามารถใช้งานได้นาน 90 นาทีเมื่อชาร์จเต็ม

การออกแบบให้พันรอบตัวแบบ 3D

นวดอย่างแม่นยำที่จุดฝังเข็มสำคัญบริเวณเข่าและคอ

ครอบคลุมพื้นที่นวดกว้างขึ้น

ด้วยการใช้ผ้าที่อ่อนโยนต่อผิว

ประสบการณ์การนวดที่ได้รับจึงดีขึ้น

การไหลเวียนเลือดดีขึ้น และบรรเทาความไม่สบายได้



วันที่ออก 2024-07-01

เวอร์ชัน: 1.1.2

EAN: 48 97126 05098 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
 สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com