

# PHILIPS

## sonicare



Wiederaufladbare  
Schallzahnbürste

6500

Bis zu 10 x mehr Plaque-  
Entfernung

3 Putzmodi, 3 Intensitätsstufen

Visuelle Andruckkontrolle

Philips Sonicare App



HX7419/01

## Sanfte Reinigung, selbst für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

Entfernt bis zu 10x mehr Plaque\*

Die Philips Sonicare 6500 verfügt über eine Sonicare Technologie der nächsten Generation, einen speziellen Sensitive-Modus, 3 Intensitätsstufen, eine visuelle Andruckkontrolle und zwei Bürstenköpfe: Den S2 Sensitive für sensible Zähne und sensibles Zahnfleisch und den W2 Whitening Bürstenkopf für strahlend weiße Zähne

### Putzen leicht gemacht

- Personalisierte Reinigung mit 9 Putzeinstellungen

### Zähneputzen leicht gemacht

- Sie wissen immer, wann es Zeit für einen neuen Bürstenkopf ist
- Schützt Ihr Zahnfleisch mit der visuellen Andruckkontrolle
- Verbessern Sie Ihre Routine mithilfe der Philips Sonicare App

### Außergewöhnliche Reinigung

- Next-Generation Sonicare Technologie

### Sanfte, außergewöhnliche Reinigung

- Sanfte Reinigung und Zahnaufhellung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch

### Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Bis zu 3 Wochen Zähneputzen mit einer vollständigen Ladung
- Lasergeschweißt für eine längere Haltbarkeit
- Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit SmarTimer und BrushPacer


# Besonderheiten

## S2 Sensitive und W2 Whitening



Die Philips Sonicare 6500 bietet eine sanfte Reinigung, selbst für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch. Dank des neuen S2 Sensitive Bürstenkopfes, der von allen Sonicare Bürstenköpfen die weichsten Borsten hat, reinigt sie sanft und entfernt bis zu 10 x mehr Plaque an schwer erreichbaren Stellen.\*\* Mit dem W2 Optimal White Bürstenkopf bleiben Ihre Zähne zwischen professionellen Aufhellungsbehandlungen mühelos weiß. Und im Vergleich zu einer Handzahnbürste wird bis zu 7 x mehr Plaque entfernt.

## Next-Generation Sonicare Technologie



Genießen Sie ein einzigartiges Zahnputzerlebnis und ein neues Level der Mundhygiene mit der Next-Generation Sonicare Technologie. Während des Putzens passt das innovative Magnetsystem der Zahnbürste die Putzleistung automatisch an. So sorgt sie für eine gleichbleibend optimale Leistung von 62.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute – selbst an schwer erreichbaren Stellen. Die dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung des Bürstenkopfes indem sie sanft Flüssigkeit


zwischen die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands pulsiert. So erhalten Sie bei jedem Zähneputzen eine umfassende Reinigung.

## 9 Putzeinstellungen



Die Philips Sonicare 6500 wurde für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch entwickelt und gibt Ihnen die Wahl zwischen 3 Putzmodi, damit Sie die genau richtige Reinigung erhalten. Der Modus "Sensitive" bietet eine sanfte, gründliche Reinigung, während der Modus "Clean" die Sauberkeit betont und sich auf eine außergewöhnliche Plaque-Entfernung konzentriert. Der Modus "White" entfernt oberflächliche Verfärbungen besser und poliert Ihre Zähne, um ein strahlendes Lächeln zu erzielen. Sie können jeden Putzmodus mit einer von 3 Intensitätsstufen von hoch bis niedrig kombinieren, um eine ganz individuelle Reinigung zu erhalten.


## Andruckkontrolle mit Leuchtring



Vielleicht merken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu viel Druck ausüben, aber dieser Zahnbürste entgeht es nicht. Der intelligente optische Sensor erkennt übermäßigen Druck präzise. Er blinkt dann violett und gleichzeitig

wird die Vibration reduziert. So wissen Sie immer, wann Sie Ihre Putztechnik anpassen müssen, und Ihr Zahnfleisch bleibt geschützt.

## Philips Sonicare App



Die Philips Sonicare App ist der ideale Begleiter für Ihre Zahnbürste. Die App hilft Ihnen, Ihre Mundgesundheit zu verbessern und aufrechtzuerhalten. Unsere App verfolgt, wie Sie Ihre Zähne putzen, und liefert Ihnen personalisierte Anleitungen und Fortschrittsberichte mit wertvollen Einblicken in Ihre Putztechnik.


## 2-Minuten-Timer und BrushPacer



Für eine vollständige Reinigung benötigen Sie nur zwei Minuten. Unser SmarTimer informiert Sie, wenn die Zeit abgelaufen ist. Für eine gleichmäßige Reinigung im ganzen Mund teilt der BrushPacer Ihren Putzzyklus in Segmente auf. Eine kurze Pause bei der Vibration signalisiert, dass es Zeit für das nächste Segment ist. Das hilft Ihnen, bei jedem Zähneputzen eine gleichmäßige Reinigung zu erzielen.


# Besonderheiten

## BrushSync Erinnerungsfunktion



Für eine gute Mundgesundheit ist es wichtig, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Mit der BrushSync Technologie können Sie ganz einfach für eine optimale Leistung Ihres Bürstenkopfes sorgen. Die innovative Technologie zeichnet auf, wie häufig und wie intensiv die Zahnbürste genutzt wird, und informiert Sie, wenn ein neuer Bürstenkopf benötigt wird.

## Langlebiges Design



Wir haben das Design unserer Philips Sonicare Zahnbürsten von innen heraus überarbeitet, damit sie robust, leicht und langlebig sind. Dank unseres fortschrittlichen Laserschweißprozesses können Sie Ihre Zähne mit unseren Zahnbürsten jahrelang putzen.

## Bis zu 3 Wochen sorglos Zähneputzen zwischen den Ladevorgängen



Diese Zahnbürste verwendet einen leistungsstarken Akku für angenehmes Zähneputzen. Mit nur einer Akkuladung können

Sie sich die Zähne bis zu drei Wochen lang regelmäßig putzen, bevor Sie ihn wieder aufladen müssen.

## Kompaktes Reiseetui



Unser überarbeitetes Reiseetui ist kompakt genug, um in die Tasche zu passen, und robust genug, um Ihre Philips Sonicare Zahnbürste unterwegs zu schützen. Im Etui ist nicht nur Platz für Ihre Zahnbürste, sondern auch für zwei Bürstenköpfe – der perfekte Reisebegleiter.

# Daten

## Intensitätsstufen

**Hoch:** Für eine noch bessere Reinigung

**Mittel:** Für die tägliche Reinigung

**Niedrig:** Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

## Intelligente Sensor-Technologie

**Erinnerungsfunktion:** BrushSync informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

## Intelligente Sensor-Technologie

**Druck-Feedback:** Leuchtring leuchtet violett, Abgeschwächte Vibration und pulsierendes Geräusch

## Kompatibilität

**Kabellose Bluetooth-Technologie:** Verbundene Zahnpflege-App

## Leistung

**Stromspannung:** 100–240 V

## Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** 21 Tage

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

**Farbe:** Monochrom

## Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

## Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android-Telefone mit Bluetooth 4.0 oder höher

**iOS-Kompatibilität:** iPhone mit Bluetooth 4.0 oder höher

## Benutzerfreundlichkeit

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Timer:** SmarTimer und BrushPacer für eine umfassende und gründliche Reinigung  
**Laden über USB-A:** Netzadapter nicht enthalten

## Artikel enthalten

**Reiseetui:** 2 schlanke Reiseetuis

**Ladegerät:** 1

**Handstück:** 2 6500 Wiederaufladbare Zahnbürste

**Bürstenkopf:** 2 S2 Sensitive

## Reinigungsleistung

**Plaque-Entfernung:** Bis zu 10 x effektiver\*

**Geschwindigkeit:**

62.000 Bürstenkopfbewegungen/min

**Gesundes Zahnfleisch:** Bis zu 5 x gesünderes Zahnfleisch\*\*

**Weißer Zähne:** Bis zu 2 x weißere Zähne\*\*\*

## Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Weiß:** Entfernt oberflächliche Verfärbungen

**Sensitive:** Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

