

PHILIPS

sonicare



Επαναφορτιζόμενη
οδοντόβουρτσα

Series 6100

Αφαιρεί έως και 20 φορές
περισσότερη οδοντική πλάκα*

Απαλή για τα ευαίσθητα δόντια
και ούλα

Τεχνολογία Sonicare επόμενης
γενιάς

Οπτικός αισθητήρας πίεσης



HX7408/02

Προηγμένη φροντίδα για τα ευαίσθητα δόντια και ούλα

Αφαιρεί απαλά 20 φορές περισσότερη πλάκα*

Ο σχολαστικός καθαρισμός μπορεί να είναι ακόμα πιο ήπιος στα ευαίσθητα δόντια και ούλα με 20 φορές περισσότερη αφαίρεση της πλάκας*. Με την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, για πανίσχυρο αλλά απαλό καθαρισμό, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία.

Το βούρτσισμα έγινε παιχνιδάκι

- Επιλέξτε την ιδανική εμπειρία καθαρισμού για εσάς
- Καθοδηγούμενο βούρτσισμα
- Συνεχίστε να βουρτσίζετε τα δόντια σας με τον καλύτερο τρόπο με την υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος

Σχεδιασμένη για τον τρόπο ζωής σας


- Τακτικό βούρτσισμα για 21 ημέρες

Νιώστε τη φροντίδα της Sonicare

- Εξαιρετικά απαλή με τα ευαίσθητα δόντια
- Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς
- Προστατέψτε τα ούλα σας με αισθητήρα πίεσης


Χαρακτηριστικά

Επιπλέον φροντίδα για τα ευαίσθητα δόντια




Ο σχολαστικός καθαρισμός μπορεί να είναι ακόμα πιο ήπιος στα ευαίσθητα δόντια και ούλα. Όλοι βουρτσίζουν διαφορετικά, γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτήν την κεφαλή βουρτσίσματος με τρίχες πολλαπλών γωνιών, για αφαίρεση της πλάκας κατά το βούρτσισμα ανεξάρτητα από την τεχνική σας. Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας A3 Premium All-in-One προσφέρει κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού σε όλη τη σειρά και αφαιρεί έως και 20x περισσότερη πλάκα σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες.

Τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς



Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα χρησιμοποιεί την τεχνολογία Sonicare επόμενης γενιάς, η οποία προσφέρει το πλέον αξιόπιστο και σταθερό βούρτσισμα για εξαιρετικά αποτελέσματα κάθε φορά. Το μοτέρ ρυθμίζει αυτόματα την ισχύ, ώστε να υπάρχει μηδενική πτώση στην απόδοση όταν φτάνετε σε περιοχές που είναι πιο δύσκολο να καθαριστούν. Απολαύστε απαλό αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό για τα δόντια και τα ούλα σας με 62.000 κινήσεις των τριχών το λεπτό. Η τεχνολογία Sonicare Fluid Action υποστηρίζει τις τρίχες για τον καθαρισμό, καθώς οδηγεί υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος των ούλων.

Οπτικός αισθητήρας πίεσης



Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Sonicare διαθέτει έναν φωτεινό δακτύλιο στη βάση της, ο οποίος σας ενημερώνει με ήπιο τρόπο αν ασκείτε υπερβολική πίεση. Απλώς μειώστε την πίεση όταν ανάψει και τα ούλα σας θα παραμείνουν προστατευμένα.

Λειτουργίες και επίπεδα έντασης



Ενισχύστε τον καθαρισμό σας με 6 ρυθμίσεις βουρτσίσματος. Είτε θέλετε λίγη περισσότερη ισχύ είτε να επικεντρωθείτε συγκεκριμένα στον καθαρισμό, μπορείτε να το έχετε. Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών Clean και Sensitive. Επιλέξτε μία από τις τρεις ρυθμίσεις έντασης.


SmartTimer και BrushPacer



Απογειώστε τα αποτελέσματα στον χρόνο που αφιερώνετε για τον καθαρισμό με τη Sonicare. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, το BrushPacer σας

προτρέπει να καθαρίσετε μια νέα περιοχή. Μετά από 2 λεπτά, το SmartTimer θα υποδείξει ότι το βούρτσισμα έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθύμιση αντικατάστασης



Γνωρίζετε ότι οι κεφαλές βουρτσίσματος γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές μετά από τρεις μήνες; Οι οδοντίατροι συνιστούν την τακτική αλλαγή της κεφαλής βουρτσίσματος. Γι' αυτό και οι οδοντόβουρτσες Philips Sonicare διαθέτουν υπενθύμιση αντικατάστασης κεφαλής βουρτσίσματος. Παρακολουθεί πόσο συχνά και πόσο σκληρά βουρτσίζετε τα δόντια σας και, στη συνέχεια, σας υπενθυμίζει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος όταν έρθει η ώρα για νέα χρήση.

21 ώρες διάρκεια μπαταρίας



Απολαύστε τακτικό βούρτσισμα έως και 21 ημέρες μετά από μία μόνο φόρτιση. Απολαύστε ένα νέο επίπεδο άνεσης στο βούρτσισμα.

Προδιαγραφές

Εντάσεις

Δυνατά: Για ακόμα καλύτερο καθαρισμό
Μέτρια: Για καθαρισμό κάθε μέρα
Χαμηλά: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): 21 ημέρες
Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου
Κατανάλωση ενέργειας: Αναμονή χωρίς οθόνη <0.5 W

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώματα: Λευκό

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Συμβατότητα λαβής: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα
Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
Ένδειξη μπαταρίας: Το φωτισμένο εικονίδιο υποδεικνύει τη διάρκεια της μπαταρίας
Χρονομετρητής: BrushPacer και SmartTimer

Περιλαμβάνεται

Λαβή: 1 Επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα 6100
Κεφαλή βουρτσίσματος: 1 A3 Premium All-in-One, 1 S2 Sensitive, 1 W Optimal White
Βάση σύνδεσης: 1 φορτιστής USB-A

Καθαριστική απόδοση

Αφαίρεση της πλάκας: Έως 10 φορές πιο αποτελεσματική*
Ταχύτητα: 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Λειτουργίες

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
Sensitive: Για ευαίσθητα δόντια και ούλα

Τεχνολογία έξυπνου αισθητήρα

Πληροφορίες για την πίεση: Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μοβ χρώμα, Δόνηση και χαρακτηριστικός ήχος
Υπενθύμιση αντικατάστασης: Με την τεχνολογία BrushSync θα ξέρετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε την κεφαλή βουρτσίσματος

