

PHILIPS

sonicare



Atkārtoti uzlādējama
Sonic zobu birste

6100

Notīra līdz 10 reizēm vairāk
aplikuma

2 režīmi, 3 intensitātes līmeņi

Vizuāls brīdinājums par spiedienu

Akumulatora kalpošanas laiks: 21
diena



HX7406/02

Saudzīga tīrīšana, pat jutīgiem zobiem un smaganām

Likvidē līdz pat 10x vairāk aplikuma*

Philips Sonicare 6100 piedāvā nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju, īpašo režīmu Sensitive, zobu suku galviņu S2 Sensitive, zemu tīrīšanas intensitāti, turklāt arī brīdinājumu par spiedienu, ja tīrāt, pārāk spēcīgi spiežot. Komplektācijā ietverts ceļojumu futrālis.

Maiga, izcila tīrīšana

- Maiga tīrīšana jutīgiem zobiem un smaganām

Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Sargājiet savas smaganas, pateicoties redzamam brīdinājumam par spiedienu
- Individuāli pielāgojiet tīrīšanu, izvēloties kādu no 6 tīrīšanas iestatījumiem
- Vienmēr zināsi, kad pienācis laiks jaunam suku uzgalim

Izcila tīrīšana

- Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija

Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- Optimizējiet zobu tīrīšanu ar SmarTimer un QuadPacer
- Ceļojiet bez rūpēm, izmantojot mūsu kompakto un izturīgo ceļojumu futrāli
- Lāzera lodējums gādā par izturību un ilgturību
- Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām ar vienu pilnu uzlādi

Izceltie produkti

S2 Sensitive sukas uzgalis



Philips Sonicare 6100 nodrošina maigu tīrīšanu pat jutīgiem zobiem un smaganām. Pateicoties jaunajam S2 Sensitive sukas uzgalim, kurā izmantoti Sonicare maigākie sariņi, ierīce ir unikāli izstrādāta, lai nodrošinātu maigu tīrīšanu, notīrot līdz 10 reizēm vairāk aplikuma grūti aizsniedzamās vietās.**

Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija




Baudiet patīkamu zobu tīrīšanas pieredzi un jaunu mutes dobuma tīrīšanas līmeni, izmantojot nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju. Katrā zobu tīrīšanas reizē zobu sukas inovatīvā magnētiskā sistēma pielāgo tīrīšanas jaudu, nodrošinot optimālu sniegumu ar precīzām 62 000 sariņu kustībām minūtē pat grūti aizsniedzamās vietās. Turklāt dinamiskā darbība ar šķidrumu papildina sukas uzgaļa tīrīšanas sniegumu, veicot maigu skalošanu gar smaganu līniju un starp zobiem, tādējādi nodrošinot pilnīgu tīrīšanu katrā zobu tīrīšanas reizē.

6 tīrīšanas iestatījumi




Ierīce Philips Sonicare 6100 ir izstrādāta jutīgiem zobiem un smaganām, un varat izvēlēties vienu no 2 tīrīšanas režīmiem. Režīms Sensitive nodrošina maigu un rūpīgu tīrīšanu, bet režīms Clean paredzēts aplikuma noņemšanai, lai nodrošinātu izcilu tīrību. Lai tīrīšanu varētu vēl vairāk pielāgot savām vajadzībām, jebkuru režīmu varat apvienot ar vienu no 3 intensitātes līmeņiem — no augsta līdz zēmam.

Bridinājums par spiedienu ar gaismas gredzenu



Iespējams, ka nepamanīsiet, ka tīrāt zobus ar pārāk lielu spēku, bet zobu suka to noteikti ievēros. Viedais optiskais sensors spēj precīzi konstatēt pārmērīgu tīrīšanas spiedienu un tādā gadījumā samazina vibrāciju un ieslēdz mirgojošu violetu gaismas indikatoru. Jūs vienmēr zināsiet, kad nepieciešams pielāgot zobu tīrīšanas iestatījumus, un smaganas būs pasargātas.

BrushSync uzgaļa nomainīšanas atgādinājums



Lai uzturētu labu mutes dobuma veselību, ir svarīgi regulāri nomainīt zobu sukas uzgali. BrushSync tehnoloģija gādā, lai zobu sukas uzgaļa sniegums vienmēr būtu izcils. Inovatīvā tehnoloģija seko tam, cik bieži un ar kādu intensitāti jūs izmantojat ierīci un atgādina, kad pienācis laiks nomainīt sukas uzgali.


2 minūšu taimeris un zobu tīrīšanas sinhronizators



Pilnīgai tīrīšanai ir nepieciešamas tikai divas minūtes, un mūsu SmarTimer paziņo, kad laiks ir pagājis. Lai mutes dobums visur tiktu iztīrīts vienlīdz labi, BrushPacer sadala tīrīšanas sesiju posmos, un neliela pauze vibrācijā ir kā signāls pāriet pie nākamā zobu segmenta. Tādējādi katrā reizē viss tiks iztīrīts vienmērīgi.

Izceltie produkti

Radīta ilgstošai darbībai



Mēs esam pilnībā pārstrādājuši mūsu Philips Sonicare zobu birsti no iekšpuses un no ārpuses, lai tās būtu izturīgas, vieglas un kalpotu ilgu laiku. Mūsu inovatīvais lāzera lodēšanas process nodrošina, ka varēsiet izmantot mūsu zobu birsti daudzu gadu garumā.

Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām no vienas uzlādes līdz nākamajai



Šajā zobu sukā ir izmantots augstas veiktspējas akumulators, kas izstrādāts, lai uzlabotu zobu tīrīšanas pieredzi. Ar vienu uzlādi varēsiet veikt regulāru zobu tīrīšanu līdz pat trim nedēļām, pirms būs nepieciešama nākamā uzlāde.

Mīksts ceļojumu futrālis



Mūsu no jauna izstrādātais ceļojumu futrālis ir pietiekami kompakts, lai to varētu ielikt somā, un arī pietiekami izturīgs, lai droši pasargātu Philips Sonicare zobu suku. Tas ne tikai pasargā zobu suku, tajā arī var ievietot divus suku uzgaļus. Tagad varat ceļot bez rūpēm.

6100

Atkārtoti uzlādējama Sonic zobu birste

HX7406/02

Specifikācijas

Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Vidēja: Tīrīšanai ikdienā

Zema: Jutīgiem zobiem un smaganām

Strāvas padeve

Spriegums: 100–240 V

Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Gaiši zils

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Taimeris: SmarTimer un BrushPacer nodrošina pilnīgu un rūpīgu tīrīšanu

USB-A uzlāde: Nav iekļauts strāvas adapteris

Komplektā iekļautie piederumi

Lādētājs: 1

Rokturis: 1 6100 atkārtoti uzlādējama zobu suka

Ceļojumu futrālis: 1 Plāns ceļojumu futrālis

Birstes uzgalis: 1 S2 Sensitive

Tīrīšanas veikspēja

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Nosēdumu noņemšana: Līdz 10 reizēm efektīvāka*

Smaganu veselība: Līdz 5 reizēm veselīgākas smaganas**

Režimi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

Jutīgais režīms: Jutīgiem zobiem un smaganām

Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā, Mazāka vibrācija un pulsējoša skaņa

Nomaiņas atgādinājums: BrushSync informē, kad jānomaina sukas uzgalis

