

# PHILIPS

## sonicare



Atkārtoti uzlādējama  
Sonic zobu birste

5300

Līdz 7 reizēm labāka aplikuma  
noņemšana

2 intensitātes pakāpes

Iebūvēts spiediena brīdinājums

Akumulatora kalpošanas laiks: 21  
diena



HX7108/01

## Aplikuma izcila likvidēšana un baltāki zobi\*

Likvidē līdz pat 7x vairāk aplikuma\*

Philips Sonicare 5300 piedāvā nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju, 2 intensitātes līmeņus, kā arī brīdinājumu par spiedienu, ja tīrāt, pārāk spēcīgi spiežot. Komplektācijā ietverta baltinoša zobu suku galviņa.

### Zobu tīrīšana bez pūlēm

- Vienmēr zināsit, kad pienācis laiks jaunam suku uzgalim
- Sargājiet savas smaganas, pateicoties iebūvētajam spiediena brīdinājumam
- Personalizējiet tīrīšanu, izvēloties kādu no 2 intensitātes līmeņiem

### Izcila tīrīšana

- Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija
- Mūsdienīga tīrīšana traipu likvidēšanai un baltākiem zobiem

### Veidots atbilstoši jūsu dzīvesstilam

- Optimizējiet zobu tīrīšanu ar SmarTimer un QuadPacer
- Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām ar vienu pilnu uzlādi
- Lāzera lodējums gādā par izturību un ilgturību


# Izceltie produkti

## W2 Optimal White sukas uzgalis



Philips Sonicare 5300 ne tikai veic dziļu tīrīšanu, bet arī viegli notīra virsmas aplikumu, gādājot par gaišu un starojošu smaidu. Izmantojot W2 Optimal White sukas uzgali, var vienkārši uzturēt zobus baltus laikā starp profesionālajām baltināšanas procedūrām, notīrot par 7 reizēm vairāk aplikuma, nekā ar parasto zobu suku.

## Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija



Izbaudiet patīkamu tīrīšanas pieredzi un jauna līmeņa mutes aprūpi ar nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģiju. Kamēr tirāt, zobu birstes inovatīvā magnētiskā sistēma katras tīrīšanas laikā pielāgo tīrīšanas jaudu, nodrošinot optimālu veiktspēju ar 62 000 sariņu kustību minūtē pat grūti sasniedzamās vietās. Tajā pašā laikā dinamiskas, plūstošas darbības atbalsta sariņus, lai notīrītu aplikumu, palīdzot sasniegt pilnīgu tīrību pēc katras tīrīšanas reizes.

## 2 intensitātes līmeņi



Ierīcei Philips Sonicare 5300 ir 2 intensitātes līmeņi, kas nodrošina vislabāko kopšanu zobiem un smaganām. Augstākajā iestatījumā varat izmantot maksimālo tīrīšanas spēku, un

zemākajā iestatījumā — maigu un rūpīgu tīrīšanu; jebkurā iestatījumā zobu suka savu uzdevumu izpildīs izcili.

## Iebūvēts spiediena brīdinājums



Iespējams, ka nepamanīsiet, ka tirāt zobus ar pārāk lielu spēku, bet zobu suka to noteikti ievēros. Viedais optiskais sensors spēj precīzi konstatēt pārmērīgu tīrīšanas spiedienu un brīdina jūs, samazinot vibrāciju un aktivizējot pulsējošu skaņu. Jūs vienmēr zināsit, kad nepieciešams pielāgot zobu tīrīšanas iestatījumus, un smaganas būs pasargātas.

## BrushSync uzgaļa nomainas atgādinājums




Lai uzturētu labu mutes dobuma veselību, ir svarīgi regulāri nomainīt zobu sukas uzgali. BrushSync tehnoloģija gādā, lai zobu sukas uzgaļa sniegums vienmēr būtu izcils. Inovatīvā tehnoloģija seko tam, cik bieži un ar kādu intensitāti jūs izmantojat ierīci un atgādina, kad pienācis laiks nomainīt sukas uzgali.

## 2 minūšu taimeris un zobu tīrīšanas sinhronizators



Pilnīgai tīrīšanai ir nepieciešamas tikai divas minūtes, un mūsu SmarTimer paziņo, kad laiks ir pagājis. Lai mutes dobums visur tiktu iztīrīts vienlīdz labi, BrushPacer sadala tīrīšanas sesiju posmos, un neliela pauze vibrācijā ir kā signāls pāriet pie nākamā zobu segmenta. Tādējādi katrā reizē viss tiks iztīrīts vienmērīgi.

## Radīta ilgstošai darbībai



Mēs esam pilnībā pārstrādājuši mūsu Philips Sonicare zobu birsti no iekšpuses un no ārpus, lai tās būtu izturīgas, vieglas un kalpotu ilgu laiku. Mūsu inovatīvais lāzera lodēšanas process nodrošina, ka varēsiet izmantot mūsu zobu birsti daudzgu gadu garumā.

## Zobu tīrīšana līdz 3 nedēļām no vienas uzlādes līdz nākamajai



Šajā zobu sukā ir izmantots augstas veiktspējas akumulators, kas izstrādāts, lai uzlabotu zobu tīrīšanas pieredzi. Ar vienu uzlādi varēsiet veikt regulāru zobu tīrīšanu līdz pat trim nedēļām, pirms būs nepieciešama nākamā uzlāde.

5300

Atkārtoti uzlādējama Sonic zobu birste

HX7108/01

# Specifikācijas

## Intensitāte

Augsta: Labāka tīrīšana

Zema: Jūtīgiem zobiem un smaganām

## Strāvas padeve

Spriegums: 100–240 V

## Tehniskā specifikācija

Akumulators: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 21 diena

Akumulatora tips: Litija jonu

## Dizains un apdare

Krāsa: Balta

## Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

## Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Roktura saderība: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

Taimeris: SmarTimer un BrushPacer nodrošina pilnīgu un rūpīgu tīrīšanu

USB-A uzlāde: Nav iekļauts strāvas adapteris

## Komplektā iekļautie piederumi

Lādētājs: 1

Rokturis: 1 5300 atkārtoti uzlādējama zobu suka

Birstes uzgalis: 1 W2 Optimal White

## Tīrīšanas veikspēja

Ātrums: 62 000 sukas kustību/min

Nosēdumu noņemšana: Līdz 7 reizēm efektīvāka\*

Whitening: Notīra aplikumu

## Režīmi

Tīrīšana: Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

## Smart sensoru tehnoloģija

Informācija par tīrīšanas spiedienu: Mazāka vibrācija un pulsējoša skaņa

Nomaiņas atgādinājums: BrushSync informē, kad jānomaina sukas uzgalis

