

PHILIPS

sonicare



Punjiva sonična
četkica za zube

7100

Uklanja do 10x više naslaga

4 načina rada, 3 intenziteta

Vidljiv senzor pritiska

Aplikacija Philips Sonicare



HX7429/01

Savršeno čišćenje uz do 7 puta zdravije desni*

Uklanja do 10 puta više naslaga**

Sonicare 7100 tvrtke Philips odlikuje se tehnologijom Sonicare nove generacije, a nudi 4 načina četkanja, 3 razine intenziteta, vidljivo upozorenje o pritisku te našu vrhunsku glavu četkice G3 Premium Gum Care.

Vrhunsko, nježno čišćenje

- Do 7x zdravije desni u samo 2 tjedna*

Jednostavno četkanje

- Personalizirajte čišćenje uz 12 postavki četkanja
- Uvijek znajte kada je vrijeme za novu glavu četkice
- Zaštitite svoje desni uz vidljivo upozorenje o pritisku
- Podignite svoje svakodnevno četkanje na višu razinu uz aplikaciju Philips Sonicare

Superiorno čišćenje

- Nova generacija tehnologije Sonicare

Dizajnirana za vaš životni stil

- Optimizirajte četkanje uz SmarTimer i BrushPacer
- Laserski zavarene za snagu i dugotrajnost
- Putujte bezbrižno uz naš vrhunski putni etui za punjenje
- Do 3 tjedna četkanja uz jedno potpuno punjenje


Istaknute znač.

Glava četkice G3 Premium Gum Care



Sonicare 7100 tvrtke Philips rješenje je koje osigurava zdravije desni i zdraviji osmijeh. Odlikuje se glavom četkice G3 Premium Gum Care s vlaknima koja učinkovito uklanjaju naslage duž linije desni za do 7x puta zdravije desni u samo 2 tjedna*. Zahvaljujući mekanom i fleksibilnom dizajnu, glava četkice prilagođava se obliku vaših zubi i desni za dubinsko čišćenje, pri čemu uklanja do 10x više naslaga u usporedbi s običnom četkicom za zube**.

Nova generacija tehnologije Sonicare




Uživajte u očaravajućem doživljaju čišćenja i novoj razini oralne njege uz novu generaciju Sonicare tehnologije. Dok četkate, inovativni magnetni sustav integriran u četkicu za zube prilagođava snagu čišćenja tijekom svakog čišćenja, pružajući optimalne performanse od točno 62 000 pokreta vlakana u minuti, čak i na teško dostupnim mjestima. Osim toga, dinamično usmjeravanje tekućine povećava učinkovitost čišćenja tako što nježno ispire područja duž linije desni, omogućujući vam da uživete u potpunom čišćenju pri svakom čišćenju.

12 postavki čišćenja




Odabir željenog načina čišćenja u vašim rukama uz Sonicare 7100 tvrtke Philips. 4 načina čišćenja pomažu vam u brizi o zdravlju desni, izbjeljivanju, osjetljivosti i svakodnevnom čišćenju. Način rada Gum Health podržava zdrave desni nježno masirajući uzduž linije desni. Način rada White uklanja površinske mrlje i polira zube za bjelji osmijeh. Način rada Sensitive osigurava nježno i temeljito čišćenje, dok se način rada Clean fokusira na uklanjanje naslaga za nenadmašnu čistoću. Za personalizirano čišćenje možete kombinirati bilo koji način rada s jednom od 3 razine intenziteta, od visoke do niske, za čišćenje koje u potpunosti odgovara vašim željama.

Svjetlosni prsten za upozorenje o pritisku



Vi možda nećete primijetiti da previše jako četkate, ali ova četkica za zube hoće. Pametni optički senzor precizno prepoznaje suvišan pritisak čišćenja, zatim bljeska ljubičasto i smanjuje vibraciju. U svakom ćete trenutku znati kada prilagoditi čišćenje, a vaše će desni ostati zaštićene.

Aplikacija Philips Sonicare



Aplikacija Philips Sonicare jednostavno se uparuje s vašom četkicom za zube i pomaže vam da poboljšate i održite svoje oralno zdravlje. Naša aplikacija prati napredak čišćenja, pružajući personalizirane smjernice i izvješća o napretku koja vam nude vrijedne uvide o vašem čišćenju.

Dvominutni mjerač vremena i BrushPacer



Za potpuno čišćenje potrebne su vam samo dvije minute i zato će vas naš SmarTimer obavijestiti kad vrijeme istekne. Za ravnomjerno čišćenje cjelokupne usne šupljine, BrushPacer dijeli vaše čišćenje na segmente, pri čemu vam kratka pauza u vibraciji daje znak da nastavite. Time se osigurava ravnomjerno čišćenje pri svakom čišćenju.


Podsjetnik za zamjenu BrushSync



Redovita zamjena glave četkice važan je aspekt u održavanju kvalitete oralnog zdravlja. Uz tehnologiju BrushSync s lakoćom ćete održati maksimalnu učinkovitost vaše glave četkice. Prateći učestalost upotrebe i intenzitet čišćenja, inovativna tehnologija potom vas podsjeća kada je vrijeme za novu glavu četkice.

Istaknute znač.

Četkica dizajnirana da traje



Redizajnirali smo naše Philips Sonicare četkice iznutra prema van kako bi bile snažne, lagane i dugotrajne. Zahvaljujući našem naprednom procesu laserskog zavarivanja, naše četkice su dizajnirane da traju godinama.

Do 3 tjedna između punjenja



Ova četkica za zube upotrebljava iznimno učinkovitu bateriju koja je izrađena kako bi poboljšala vaš doživljaj četkanja. S jednim punjenjem možete uživati u do tri tjedna redovitog četkanja prije potrebe za ponovnim punjenjem.

Putni etui za punjenje



Naš redizajnirani putni etui za punjenje s integriranim priključkom za punjenje i kabelom za punjenje omogućuje vam punjenje četkice za zube dok ste u pokretu bez potrebe za njegovim otvaranjem. Osim što nudi dovoljno čvrst dizajn koji čuva vašu četkicu za zube na sigurnom tijekom putovanja, ovaj je etui dovoljno kompaktan i pogodan za spremanje u bilo koju torbu, što ga čini savršenim partnerom za putovanja.

Specifikacije

Intenziteti

Visoka: Za dodatnu snagu čišćenja

Srednja: Za svakodnevno čišćenje

Niska: Za osjetljive zube i desni

Ažuriranje proizvoda

Razdoblje podrške: Philips će pružiti nužna sigurnosna ažuriranja do 31. prosinca, 2026.

Snaga

Napon: 100 – 240 V

Tehničke specifikacije

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): 21 dan

Baterija: Može se puniti

Potrošnja energije: Stanje pripravnosti bez prikaza <0,5 W

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Mornarsko-plava i bijela

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Kompatibilnost

Bluetooth bežična tehnologija: Povezana aplikacija za pranje zuba

Android kompatibilnost: Android telefoni s funkcijom Bluetooth 4.0 i novije verzije

iOS kompatibilnost: iPhone s funkcijom Bluetooth 4.0 i novije verzije

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Osvijetljena ikona naznačuje trajanje baterije

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Mjerač vremena: SmarTimer i BrushPacer za potpuno i temeljito čišćenje

Punjenje putem USB-A veze: Adapter za napajanje nije u kompletu

Predmeti u kompletu

Drška: 2 7100 punjive četkice za zube

Putni etui: 2 putna etuija za punjenje

Glava četkice: 2 G3 Premium Gum Care

Punjač: 2

USB-A kabel: 1

Radne značajke čišćenja

Uklanjanje naslaga: Do 10x veća učinkovitost**

Gum Health (zdravije desni): Do 7x zdravije desni*

Brzina: 62 000 poteza četkice u minuti

Načini rada

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

White (izbjeljivanje): Uklanjanje mrlja s površine zuba

Sensitive (nježno): Za osjetljive zube i desni

Gum Health (zdravije desni): Nježno masira desni

Napredna tehnologija senzora

Povratne informacije za pritisak: Svjetlosni prsten svijetli ljubičasto, Smanjena vibracija i pulsirajući zvuk

Podsjetnik za zamjenu: BrushSync obavještava vas kada trebate zamijeniti glavu četkice

