

PHILIPS

sonicare

Oppladbar sonisk
tannbørste

7100

Fjerner opptil ti ganger så mye
plakk

Fire moduser og tre
intensitetsnivåer

Synlig trykkvarsel

Philips Sonicare-appen



HX7421/01



Perfekt rengjøring med opptil sju ganger sunnere tannkjøtt*

Fjerner opptil ti ganger så mye plakk*

Philips Sonicare 7100 har neste generasjons Sonicare-teknologi, fire pussemoduser, tre intensitetsnivåer, et synlig trykkvarsel og G3 Premium Gum Care-børstehode.

Førsteklasses, skånsom rengjøring

- Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker*

Tannpussen blir enkel

- Tilpass pussingen med 12 børsteinnstillinger
- Gjør rutinen enda bedre med Philips Sonicare-appen
- Du vil alltid vite når det er på tide med et nytt børstehode
- Beskytt tannkjøttet med synlig trykkvarsel

Uovertruffen rengjøring

- Neste generasjons Sonicare-teknologi

Utformet etter livsstilen din

- Opptil 3 ukers børsting på én full opplading
- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og BrushPacer
- Reis uten problemer med vårt førsteklasses reiseetui med lading
- Lasersveiset for styrke og holdbarhet


Høydepunkter

G3 Premium Gum Care-børstehode



Philips Sonicare 7100 hjelper deg med å oppnå sunnere tannkjøtt for et sunnere smil. Med G3 Premium Gum Care-børstehode arbeider busten hardt for å fjerne plakk langs tannkjøttkanten og gir deg opptil syv ganger sunnere tannkjøtt på bare to uker*. Takket være børstehodets myke, fleksible design tilpasser det seg tennenes og tannkjøttets konturer og gir en dyp rengjøring, samtidig som det fjerner opptil 10 ganger mer plakk enn en manuell tannbørste.

Neste generasjons Sonicare-teknologi




Gled deg over en herlig pusseopplevelse og opplev et nytt nivå på tannpleien med neste generasjons Sonicare-teknologi. Mens du børster, tilpasser det innovative magnetsystemet kraften som tannbørsten bruker ved hvert tannpuss, noe som gir optimal ytelse med nøyaktig 62 000 børstebevegelser per minutt, selv i vanskelig tilgjengelige områder. Samtidig støtter den dynamiske væskehandlingen børstehodets rengjøring ved å forsiktig skylle langs tannkjøttkanten og mellom hver tann, slik at du får en komplett rengjøring ved hvert tannpuss.

12 børsteinnstillinger




Du har den foretrukne børstingen i hendene med Philips Sonicare 7100. Fire børstemoduser hjelper deg med å ta vare på tannkjøttelsen, bleking, folsomme tenner og den daglige pussingen. Gum Health-modus støtter opp et sunt tannkjøtt ved å massere forsiktig langs tannkjøttkanten. White-modus fjerner overflateflekker og polerer tennene for et hvitere smil. Sensitive-modus gir en skånsom og grundig pussing, mens Clean-modus fokuserer på fjerning av plakk for en førsteklasses pussing. For persontilpasset pussing kan du kombinere modusene med ett av tre intensitetsnivåer, fra høy til lav, for å oppnå en tannpuss som passer for deg.

Lysring for trykkvarsel



Du merker kanskje ikke at du pusser for hardt, men denne tannbørsten vil gjøre det. Den smarte optiske sensoren registrerer overdreven børstetrykk med nøyaktighet, og blinker lilla mens den reduserer vibrasjonene. Du vil få vite når du trenger å tilpasse pussingen, slik at tannkjøttet beskyttes.

Philips Sonicare-appen




Philips Sonicare-appen parkobler seg sømløst med tannbørsten og hjelper deg med å forbedre og opprettholde munnhelsen. Appen holder oversikt over pussefremgangen, og gir personlig veiledning og fremdriftsrapporter slik at du kan få verdifulle innsikt i pussingen av tennene dine.

2-minutters tidtaking og børstertyme



To minutter er alt du trenger for en komplett pussing, og SmarTimer gir deg beskjed når tiden er ute. For å få en jevn rengjøring i hele munnen, deler BrushPacer økten inn i segmenter, og gir deg tegn med et lite opphold i vibrasjonene når det er på tide å gå videre i pussingen. Dette hjelper til slik at du oppnår en jevn pussing hver gang du børste tennene.

Byttepåminnelse med BrushSync



Å bytte børstehodet regelmessig er en viktig del av å opprettholde en god tannhelse. Med BrushSync-teknologien er det enkelt å sikre best mulig ytelse på børstehodet. Ved å spore bruksfrekvens og pusseintensitet, minner den innovative teknologien deg på når det er på tide med et nytt børstehode.

Spesifikasjoner

Deler som medfølger

Håndtak: 1 7100 oppladbar tannbørste
Børstehoder: 1 G3 Premium Gum Care
Lader: 1
Reiseetui: 1 ladeetui for reiser
USB-C-kabel: 1

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring
Hvit: For å fjerne misfarging
Sensitive: Til sensitive tenner og tannkjøtt
For sunt tannkjøtt: Masserer tannkjøttet forsiktig

Intensitetsnivåer

Høy: For å bedre pussingen
Middels stor: For hverdagspussing
Lav: Til sensitive tenner og tannkjøtt

Rengjøring

Plakkfjerning: Opptil ti ganger mer effektiv**
For sunt tannkjøtt: Opptil syv ganger sunnere tannkjøtt*
Hastighet: 62 000 børstebevegelser/min

Brukervennlighet

Håndtakets kompatibilitet: Børstehoder som klikkes enkelt på plass
Håndtak: Slank, ergonomisk form
Tidsbryter: SmarTimer og BrushPacer for en

komplett og grundig pussing
Batteriindikator: Opplyst ikon viser batteriets levetid

Teknologi med Smart-sensor

Tilbakemelding om pussetrykk: Lysringen lyser i lilla, Redusert vibrasjon og pulserende lyd
Påminnelse-symbol: BrushSync gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar
Batteritype: Litium-ION
Driftstid (full til tom): 21 dager

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Drift

Spenning: 100–240 V

Kompatibilitet

Trådløs Bluetooth-teknologi: Børsteapp tilkoblet
Android-kompatibilitet: Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere
iOS-kompatibilitet: iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

Utforming og utseende

Farge: Svart

Consumer Trade Item

Height: 23.2 cm
Width: 6 cm
Length: 17.1 cm
Net weight: 0.371 kg
Gross weight: 0.482 kg
GTIN: 8720689021388
Country of origin: NL
Harmonized system code: 85098000

Pappkartong

Height: 24.9 cm
Width: 18.5 cm
Length: 19.3 cm
Net weight: 1.113 kg
Gross weight: 1.58 kg
GTIN: 18720689021385

Annet

Height: 114 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
GTIN: 68720689021380



* in Gum Health mode vs a manual toothbrush; measured by GBI.
* *sammenlignet med en manuell tannbørste.